

इस्तेमाल का तरीका

आपका पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र, कदम-दर-कदम।

जेब में आने लायक छोटा, रिचार्ज होने वाला नेबुलाइज़र। यह तरल दवा को बारीक धुंध में बदल देता है। आप यह धुंध मास्क या माउथपीस से साँस के साथ अंदर लेते हैं। यह बच्चों वाले मॉडल और बड़ों वाले मॉडल में आता है, और दोनों थोड़ा अलग तरह से काम करते हैं। इसलिए नीचे अपना मॉडल चुनें।

कोई सवाल है? हमें सोमवार से शुक्रवार, New York के समय के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक **(718) 351-3045** पर फ़ोन करें।



अभी साँस लेने में तकलीफ़ है? 911 पर फ़ोन करें। अगर साँस लेना बहुत मुश्किल हो, अगर आप या आपका बच्चा पूरे वाक्य न बोल पाएँ, या अगर होंठ या नाखून नीले या स्लेटी दिखें, तो 911 पर फ़ोन करें। दवा पूरी होने का इंतज़ार न करें।

पहले देखें

इसे लगाते और चलाते हुए देखें।

वीडियो में पोर्टेबल नेबुलाइज़र को शुरू से आखिर तक दिखाया गया है। हर कदम नीचे भी लिखा है। आप इसकी कॉपी अपने फ़ोन में रख सकते हैं, या इसे प्रिंट कर सकते हैं।

वीडियो अंग्रेज़ी में है।

वीडियो: <https://www.youtube.com/watch?v=QypMcyrtig>

डिब्बे में क्या है

देख लें कि आपके पास सब कुछ है।

- ✓ नेबुलाइज़र, उसके दवा के कप के साथ, और धुंध के निकास को ढकने वाली एक कैप
- ✓ बड़ों का मास्क (बड़ा)
- ✓ बच्चों का मास्क (छोटा)
- ✓ माउथपीस
- ✓ USB चार्जिंग केबल (USB-A से USB-C)
- ✓ निर्देश पुस्तिका



बच्चों वाले मॉडल का डिब्बा।



बड़ों वाले मॉडल का डिब्बा।



बच्चों वाले डिब्बे का किनारा: बड़ों का मास्क, बच्चों का मास्क और माउथपीस।



कदम-दर-कदम

बच्चों वाला मॉडल

नीला, हरा, नारंगी या सफ़ेद, कार्टून वाले चेहरे के साथ। नारंगी चोंच ही चालू/बंद करने का बटन है।

पुर्जों को जानें

- 1 दवा का कप, ऊपर की ओर खुलने वाले ढक्कन के साथ; इसमें 10 ml तक दवा आती है
- 2 आगे की तरफ़ धुंध का निकास, जहाँ मास्क या माउथपीस लगता है; इस्तेमाल न होने पर कैप इसे ढककर रखती है
- 3 चालू/बंद बटन: आगे की तरफ़ नारंगी चोंच
- 4 आगे की तरफ़ लाइट: यह चार्जिंग, सफ़ाई वाला मोड, और मशीन का चलना दिखाती है
- 5 पीछे की तरफ़ कप निकालने का बटन
- 6 पीछे की तरफ़ USB-C चार्जिंग पोर्ट

चार्जिंग

- 01 **प्लग लगाएँ**
केबल का USB-C वाला सिरा पीछे के चार्जिंग पोर्ट में लगाएँ। USB-A वाला सिरा दीवार के USB एडेप्टर या कंप्यूटर में लगाएँ।
- 02 **लाइट देखें**
चार्ज होते समय लाइट पीली रहती है। बैटरी पूरी भरने पर यह हरी हो जाती है।
- 03 **अपनी बैटरी के बारे में जानें**
15 मिनट चार्ज करने पर यह दो घंटे तक चलता है। अगर नेबुलाइज़र कुछ समय के लिए रखा रहे, तो बैटरी ठीक रखने के लिए इसे कम से कम हर दो महीने में चार्ज करें।

हर बार दवा लेना

- 01 **तैयारी करें**
अपने हाथ धोएँ। देख लें कि कप, मास्क और माउथपीस साफ़ और सूखे हों। सीधे बैठें।
- 02 **कप भरें**
ढक्कन खोलें और डॉक्टर की लिखी दवा डालें। 10 ml से ज़्यादा न भरें। ढक्कन को तब तक दबाएँ, जब तक वह खट से बंद न हो जाए।
- 03 **मास्क या माउथपीस लगाएँ**
आगे की कैप हटाएँ। मास्क या माउथपीस को गोल निकास पर दबाकर लगाएँ। शिशुओं और बच्चों के लिए ऐसा मास्क इस्तेमाल करें, जो नाक और मुँह दोनों को ढके।
- 04 **चालू करें और स्पीड चुनें**
चालू/बंद बटन दबाएँ। तेज़, मध्यम और धीमी स्पीड के बीच बदलने के लिए इसे फिर से दबाएँ। लगातार निकलती धुंध और नीली लाइट का मतलब है कि यह काम कर रहा है।
- 05 **सामान्य रूप से साँस लें**
नेबुलाइज़र को सीधा पकड़ें। माउथपीस को मुँह में लेकर होंठ उसके चारों ओर बंद करें, या मास्क को नाक और मुँह पर ठीक से लगाएँ। धीरे-धीरे और सामान्य रूप से साँस लें।
- 06 **समय दें**
5 ml दवा में तेज़ स्पीड पर लगभग 15 मिनट, मध्यम पर 20 मिनट, और धीमी पर 30 मिनट लगते हैं। यह 20 मिनट बाद अपने-आप बंद हो जाता है। अगर दवा बची हो, तो जारी रखने के लिए बटन दबाएँ।

07 खत्म करें

जब आवाज़ बदल जाए, या कप खाली होने से यह बंद हो जाए, तब रुक जाएँ। कप में कुछ बूँदें बचना सामान्य है।

बच्चे को नेबुलाइज़र से दवा देना

पूरे समय मास्क को चेहरे से सटाकर रखें। मास्क चेहरे से थोड़ा-सा भी दूर हो, तो बहुत-सी दवा फेफड़ों तक पहुँचने से पहले ही बाहर निकल जाती है। रोता हुआ बच्चा भी कम दवा साँस में लेता है। इसलिए शांत समय, बच्चे का पसंदीदा शो, या कोई किताब सच में बहुत मदद करती है।

सुझाव

- पूरे समय इसे सीधा रखें, ताकि दवा धुंध प्लेट पर रहे।
- सिर्फ़ डॉक्टर की लिखी तरल दवा या सलाइन ही इस्तेमाल करें। कभी भी सादा पानी, तेल, दूध या गाढ़ा तरल न डालें।
- बच्चे इसे सिर्फ़ किसी बड़े की निगरानी में ही इस्तेमाल करें। बच्चे को इसके साथ कभी अकेला न छोड़ें।

सफ़ाई, हर बार दवा लेने के बाद

01 कप खाली करें

कप में बची हुई दवा फेंक दें।

02 ज़रूरत हो तो कप निकालें

पीछे का कप निकालने वाला बटन दबाएँ और कप को आगे की ओर धकेलकर निकालें। वापस लगाने के लिए इसे तब तक धकेलें, जब तक क्लिक की आवाज़ न आए।

03 मास्क और माउथपीस साफ़ करें

इन्हें निकालें। फिर इन्हें मेडिकल अल्कोहल वाइप से पोंछें, या कीटाणु-मुक्त करने के लिए भिगोकर रखें। गुनगुने पानी से खंगालें और हवा में सूखने दें।

04 अपने-आप सफ़ाई वाला मोड चलाएँ

कप में लगभग 6 ml साफ़ पानी डालें और ढक्कन बंद करें। चालू/बंद बटन को लगभग 5 सेकंड तक दबाकर रखें। सफ़ाई के दौरान लाइट हरी और लाल चमकती है। इस धुंध को साँस में न लें।

05 पोंछें और रख दें

बाहर से नरम, सूखे और साफ़ तौलिये से पोंछें। नेबुलाइज़र को कभी पानी से न धोएँ और न ही पानी में डालें। कैप वापस लगाएँ और इसे किसी ठंडी, सूखी जगह पर रखें।

कृपया ये काम न करें

- धुंध के निकास के अंदर धातु की छोटी धुंध प्लेट को कभी भी उँगलियों, ब्रश या किसी सख्त चीज़ से न छुएँ।
- खाली कप के साथ इसे कभी न चलाएँ।
- इसे कभी किसी गर्म सतह पर न रखें।

अगर कुछ काम न करें

बहुत कम धुंध, या बिल्कुल धुंध नहीं

- दवा डालें; हो सकता है कप में दवा काफ़ी न हो।
- नेबुलाइज़र को सीधा पकड़ें।
- बहुत गाढ़ी दवाओं से शायद धुंध न बने। अपने फ़ार्मासिस्ट से पूछें।

तकनीकी जानकारी

वज़न	लगभग 100 ग्राम (3.5 औंस)
आकार	118 मिमी ऊँचा, 39.5 मिमी चौड़ा (लगभग 4.6 × 1.6 इंच)
दवा का कप	10 ml तक

- ठंडे कमरे में, 3 से 6 ml गर्म पानी डालकर तब तक चलाएँ, जब तक वह खत्म न हो जाए (इसे साँस में न लें)। फिर दोबारा कोशिश करें।

धुंध कमज़ोर है

- बैटरी चार्ज करें।
- हवा के बुलबुले हटाने के लिए कप को थपथपाएँ या धीरे से हिलाएँ। फिर दोबारा चालू करें।
- धुंध प्लेट साफ़ करें: 3 से 6 ml पानी में सिरके की 2 या 3 बूँदें डालें और तब तक चलाएँ, जब तक वह खत्म न हो जाए (इसे साँस में न लें)। फिर कप साफ़ करें।
- अगर इनमें से किसी से भी फ़ायदा न हो, तो हो सकता है धुंध प्लेट घिस गई हो। हमें फ़ोन करें।

कप में दवा है, पर धुंध नहीं निकल रही

- दवा डालते समय हवा के बुलबुले धुंध प्लेट को रोक सकते हैं। कप को थपथपाएँ या धीरे से हिलाएँ, फिर इसे दोबारा चालू करें।

आखिर में थोड़ी दवा बच जाती है

- यह सामान्य है। जब आवाज़ बदल जाए या यह अपने-आप बंद हो जाए, तब रुक जाएँ।

धुंध बनने की दर	लगभग 0.2 ml प्रति मिनट
कणों का आकार	5 माइक्रोन या उससे छोटे
आवाज़	50 dB या उससे कम
बैटरी	अंदर लगी लिथियम बैटरी; 15 मिनट चार्ज करने पर 2 घंटे तक इस्तेमाल
चार्जिंग	USB-A से USB-C केबल, 5 V / 1 A
अपने-आप बंद होना	20 मिनट
किस तापमान में इस्तेमाल करें	5 °C से 40 °C (41 °F से 104 °F) के बीच



कदम-दर-कदम

बड़ों वाला मॉडल

नारंगी रंग का, जिसमें एक गोल सफ़ेद पावर बटन है और उसके ऊपर एक छोटी लाइट है।

पुर्जों को जानें

- 1 दवा का कप, पलटकर खुलने वाले ढक्कन के साथ; इसमें लगभग 10 ml दवा आती है
- 2 आगे की तरफ़ धुंध का निकास, जहाँ मास्क या माउथपीस लगता है; इस्तेमाल न होने पर कैप इसे ढककर रखती है
- 3 गोल पावर बटन
- 4 बटन के ऊपर लाइट: यह स्पीड, चार्जिंग और कम बैटरी दिखाती है
- 5 पीछे की तरफ़ कप निकालने का बटन, जिस पर PUSH लिखा है
- 6 पीछे की तरफ़ USB-C चार्जिंग पोर्ट, एक छोटे रबर कवर के पीछे

चार्जिंग

- 01 **प्लग लगाएँ**
पीछे का रबर कवर खोलें और केबल का USB-C वाला सिरा लगाएँ। USB-A वाला सिरा दीवार के USB एडेप्टर या कंप्यूटर में लगाएँ।
- 02 **लाइट देखें**
चार्ज होते समय लाइट पीली रहती है। बैटरी पूरी भरने पर यह लगातार हरी जलती है।
- 03 **पूरा चार्ज होने पर प्लग निकालें**
केबल निकालें और रबर कवर बंद करें। चार्ज होते समय नेबुलाइज़र नहीं चलेगा।
- 04 **अपनी बैटरी के बारे में जानें**
15 मिनट चार्ज करने पर यह दो घंटे तक चलता है। पीली लाइट जल-बुझ रही हो, तो बैटरी कम है। अगर इसे कुछ समय के लिए रखा जाए, तो इसे कम से कम हर तीन महीने में चार्ज करें।

हर बार दवा लेना

- 01 **तैयारी करें**
अपने हाथ धोएँ। देख लें कि कप, मास्क और माउथपीस साफ़ और सूखे हों।
- 02 **कप निकालें**
पीछे का PUSH बटन दबाकर रखें और कप को आगे की ओर खिसकाकर मशीन से निकालें।
- 03 **दवा डालें**
कप का ढक्कन खोलें और डॉक्टर की लिखी दवा डालें: कम से कम 1 ml, और कप पर बनी लाइन से ज़्यादा नहीं। ढक्कन कसकर बंद करें।
- 04 **कप वापस लगाएँ**
कप को वापस खिसकाकर तब तक लगाएँ, जब तक क्लिक की आवाज़ न आए। कप और मशीन के बीच धातु के छोटे कॉन्टैक्ट साफ़ और सूखे होने चाहिए, नहीं तो शायद यह चालू न हो।
- 05 **मास्क या माउथपीस लगाएँ**
आगे की कैप हटाएँ। मास्क या माउथपीस को गोल निकास पर दबाकर लगाएँ।
- 06 **चालू करें और स्पीड चुनें**
पावर बटन को दबाकर रखें; लगभग 2 सेकंड में धुंध निकलने लगती है। बटन को हर बार जल्दी से एक बार दबाने पर स्पीड बदलती है: हरा मतलब धीमी, नीला मतलब मध्यम, पीला मतलब तेज़।

07

सामान्य रूप से साँस लें

इसे स्थिर पकड़ें, शरीर को ढीला छोड़ें और सामान्य रूप से साँस लें। मास्क पर बने हवा के छेदों को न ढकें।

08

खत्म करें

आखिर में, आगे का हिस्सा थोड़ा अपनी ओर झुकाएँ, ताकि आखिरी बूँदें धुंध प्लेट तक पहुँचें। कप खाली होने पर या 20 मिनट बाद यह बंद हो जाता है। खुद बंद करने के लिए पावर बटन को 1 सेकंड तक दबाकर रखें।

सुझाव

- इसे चलने के लिए दवा या सलाइन चाहिए। कप में सादा पानी, नल का पानी या डिस्टिल्ड पानी हो, तो यह अपने-आप बंद हो जाता है।
- अगर झाग बन जाए और धुंध रुक जाए, तो इसे बंद करें, धीरे से हिलाएँ और फिर से शुरू करें।
- दवा लेते समय भिनभिनाने की आवाज़ आ सकती है; आमतौर पर धीरे से हिलाने पर यह बंद हो जाती है। कप भरा हो, तो इसे ज़ोर से न हिलाएँ।
- अगर दवा खत्म हो गई है, पर यह चलता रहे, तो इसे तुरंत बंद करें।

सफ़ाई, हर बार दवा लेने के बाद

01

जल्दी से खंगालें

कप खाली करें। लगभग 2 ml डिस्टिल्ड पानी डालें, ढक्कन बंद करें, 10 सेकंड हिलाएँ और पानी फेंक दें।

02

अपने-आप सफ़ाई वाला मोड चलाएँ

कप में साफ़ पानी भरें। मशीन बंद हो, तब पावर बटन को लगभग 5 सेकंड तक दबाकर रखें। सफ़ाई के दौरान लाइट बारी-बारी से हरी, नीली और पीली होती है। यह लगभग 5 मिनट बाद अपने-आप रुक जाता है। पहले रोकना हो, तो बटन को 1 सेकंड तक दबाकर रखें।

03

कप और मास्क धोएँ

इन्हें निकालें और बहते गुनगुने पानी में एक मिनट तक खंगालें। फिर गुनगुने पानी में थोड़ा बर्तन धोने का साबुन (लगभग 1 ml प्रति लीटर) डालकर इन्हें धोएँ। हर सतह पर और मास्क के हवा के छेदों पर नरम ब्रश चलाएँ। फिर एक मिनट और खंगालें।

04

मशीन और कॉन्टैक्ट पोंछें

मशीन को गीले कपड़े से पोंछें, फिर सुखा दें। मशीन और कप के धातु के कॉन्टैक्ट को डिस्टिल्ड पानी में भीगे कॉटन बड (रुई की तीली) से साफ़ करें।

05

सुखाएँ और रख दें

सब कुछ कम से कम 12 घंटे हवा में सूखने दें, या साफ़ गॉज़ से सुखाएँ। कैप वापस लगाएँ। इसे साफ़, सूखा और सीधी धूप से दूर रखें।

06

कभी-कभी कीटाणु-मुक्त करें

साफ़ कप और मास्क को 70% रबिंग अल्कोहल में कम से कम 5 मिनट भिगोएँ। फिर डिस्टिल्ड पानी से एक मिनट खंगालें, और मास्क के हवा के छेदों में से भी पानी बहाएँ। इन्हें पूरी तरह सूखने दें।

कृपया ये काम न करें

- मुख्य मशीन को कभी पानी में या किसी कीटाणुनाशक में न डालें। इसे सिर्फ़ पोंछें।
- पुर्जों को कभी न उबालें, न माइक्रोवेव में सुखाएँ, और न डिशवॉशर में डालें।
- इसे कभी तेज़ केमिकल, जैसे बेज़ीन या पेंट थिनर, से साफ़ न करें।
- खाली कप के साथ इसे कभी न चलाएँ।

अगर कुछ काम न करे**यह चालू नहीं होता**

- इसे चार्ज करें, फिर दोबारा कोशिश करें।
- देखें कि चार्जिंग केबल अच्छी तरह लगी है।

तकनीकी जानकारी

वज़न	लगभग 98 ग्राम (3.5 औंस)
आकार	लगभग 50 × 51 × 115 मिमी (2 × 2 × 4.5 इंच)

यह चालू होता है, पर धुंध नहीं निकलती

- अगर पीली लाइट जल-बुझ रही है, तो बैटरी कम है। इसे चार्ज करें।
- मशीन और कप के धातु के कॉन्टैक्ट साफ़ करें, फिर दोबारा कोशिश करें।
- पक्का करें कि कप क्लिक की आवाज़ के साथ अपनी जगह पर लगा है।
- अपने-आप सफ़ाई वाला मोड चलाएँ। अगर फिर भी धुंध न निकले, तो कप बदलना होगा। हमें फ़ोन करें।

हरी लाइट 10 सेकंड तक मद्धम-तेज़ होती रहती है, फिर यह बंद हो जाता है

- दवा डालें; हो सकता है कप खाली हो।
- दवा या सलाइन इस्तेमाल करें, सादा या डिस्टिल्ड पानी नहीं।
- पक्का करें कि कप क्लिक की आवाज़ के साथ अपनी जगह पर लगा है और कॉन्टैक्ट साफ़ हैं।
- आगे का हिस्सा अपनी ओर झुकाएँ, ताकि तरल धुंध प्लेट को छुए।

दवा लेते समय यह बंद हो जाता है

- हो सकता है कप खाली हो। दवा डालें।
- आगे का हिस्सा अपनी ओर झुकाएँ, ताकि तरल धुंध प्लेट को छुए।
- यह 20 मिनट बाद भी बंद हो जाता है। फिर से शुरू करने के लिए बटन दबाकर रखें।

दवा बाहर रिसती है

- लाइन से ऊपर की दवा निकालकर फेंक दें, फिर दोबारा शुरू करें।
- दवा लेते समय इसे स्थिर पकड़ें।
- अगर कप में दरार है या उसकी सील घिस गई है, तो कप बदलना होगा। हमें फ़ोन करें।

सवाल

जानने लायक बातें।

अपने-आप सफ़ाई वाला मोड कैसे इस्तेमाल करें?

कप में साफ़ पानी डालें (बच्चों वाले मॉडल में लगभग 6 ml) और ढक्कन बंद करें। पावर बटन को लगभग 5 सेकंड तक दबाकर रखें, जब तक लाइट जलकर रंग बदलना शुरू न कर दे। फिर नेबुलाइज़र थोड़ी-थोड़ी देर के लिए चलता है: यह बार-बार अपने-आप चालू और बंद होता है, ताकि धुंध प्लेट पर बची दवा हिलकर निकल जाए। इसे रोकने के लिए बटन फिर से दबाएँ; बड़ों वाला मॉडल लगभग 5 मिनट बाद अपने-आप भी रुक जाता है। इस धुंध को साँस में न लें, और खत्म होने पर पानी फेंक दें।

मेरे पास कौन-सा मॉडल है?

बच्चों वाला मॉडल नीला, हरा, नारंगी या सफ़ेद होता है, उस पर कार्टून वाला चेहरा होता है, और उसकी नारंगी चोंच ही बटन है। बड़ों वाला मॉडल नारंगी होता है, और उसमें एक गोल सफ़ेद पावर बटन होता है।

कौन-सा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए?

छोटा मास्क बच्चों के लिए है और बड़ा मास्क बड़ों के लिए। मास्क से नाक और मुँह दोनों ढकने चाहिए। जो बड़े मुँह से साँस लेना पसंद करते हैं, वे मास्क की जगह माउथपीस

दवा का कप	लगभग 10 ml
धुंध बनने की दर	कम से कम 0.2 ml प्रति मिनट
कणों का आकार	लगभग 3 माइक्रोन (MMAD)
आवाज़	50 dB या उससे कम
बैटरी	अंदर लगी 3.7 V, 600 mAh लिथियम बैटरी; 15 मिनट चार्ज करने पर 2 घंटे तक इस्तेमाल
चार्जिंग	USB-A से USB-C केबल, 5 V / 1 A
अपने-आप बंद होना	20 मिनट
किस तापमान में इस्तेमाल करें	5 °C से 40 °C (41 °F से 104 °F) के बीच

सुरक्षा सबसे पहले

- सिर्फ़ वही दवा, उतनी ही मात्रा में लें, जितनी आपके डॉक्टर ने लिखी है। डॉक्टर से पूछे बिना खुराक न बदलें, और न ही यह बदलें कि आप इसे कितनी बार इस्तेमाल करते हैं।
- जब तक बच्चे दवा ले रहे हों, पूरे समय उनके साथ रहें। जब नेबुलाइज़र इस्तेमाल में न हो, तो छोटे पुर्ज़े और तार बच्चों से दूर रखें।
- हर व्यक्ति का अपना मास्क या माउथपीस होना चाहिए। इन्हें किसी और के साथ न बाँटें।
- हर बार दवा लेने के बाद कप में बची दवा फेंक दें। इसे अगली बार के लिए न रखें।
- अगर दवा लेने के बाद साँस लेना आसान न हो, या और मुश्किल हो जाए, तो अपने डॉक्टर को फ़ोन करें। इमरजेंसी में 911 पर फ़ोन करें।
- आग पकड़ने वाली (ज्वलनशील) गैसों या बेहोशी की (एनेस्थीसिया) गैसों के पास इसे इस्तेमाल न करें।

इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या दवा लेने के लिए इसमें सादा पानी डाला जा सकता है?

नहीं। सिर्फ डॉक्टर की लिखी दवा या सलाइन ही इस्तेमाल करें। कप में सादा या डिस्टिल्ड पानी हो, तो बड़ों वाला मॉडल अपने-आप बंद हो जाता है। साफ पानी सिर्फ सफ़ाई वाले मोड के लिए है, और उस धुंध को साँस में नहीं लेना चाहिए।

यह अपने-आप बंद क्यों हो गया?

दोनों मॉडल 20 मिनट बाद रुक जाते हैं, और कप सूख जाने पर भी रुक जाते हैं। बड़ों वाले मॉडल में, जलती-बुझती पीली लाइट का मतलब है कि बैटरी कम है। मद्धम-तेज़ होती हरी लाइट का मतलब है कि तरल धुंध प्लेट तक नहीं पहुँच रहा।

क्या कप में थोड़ी दवा बच जाना सामान्य है?

हाँ। थोड़ी दवा तो बच ही जाती है। हर बार दवा लेने के बाद इसे फेंक दें, और बचाकर न रखें।

क्या चार्ज होते समय इसे इस्तेमाल किया जा सकता है?

नहीं। पहले इसे चार्ज करें, फिर दवा दें। चार्जिंग के लिए प्लग लगा हो, तो बड़ों वाला मॉडल नहीं चलता।

पुर्ज़े कब बदलने चाहिए?

अगर मास्क में दरार आ जाए, वह सख्त हो जाए, या चेहरे पर ठीक से न सटे, तो उसे बदलें। सफ़ाई के बाद भी धुंध न निकले, तो कप बदलें। नए मास्क और माउथपीस के लिए हमें फ़ोन करें।

आपके नेबुलाइज़र के बारे में

पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र

पोर्टेबल और हल्का

इतना छोटा कि बैग या जेब में आ जाए। इसलिए इलाज हर समय आपकी पहुँच में रहता है।

तीन स्पीड सेटिंग

यह सुविधा कम ही पोर्टेबल नेबुलाइज़र में मिलती है। तीन स्पीड से इलाज को मरीज़ और दवा के हिसाब से सेट किया जा सकता है।

अपने-आप सफ़ाई

इसमें सफ़ाई का एक मोड बना हुआ है, जो इस्तेमाल के बाद मशीन को साफ़ कर देता है। इससे यह अगली बार दवा लेने के लिए तैयार रहता है।

बहुत शांत

इतना शांत कि इसे स्कूल में, काम पर या सोते हुए बच्चे के पास भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

लंबे समय तक चलने वाली लिथियम बैटरी

15 मिनट चार्ज करने पर दो घंटे तक लगातार इस्तेमाल। यह लगभग फ़ोन को थोड़ा-सा चार्ज करने जैसा है।

एक बटन से चलता है

बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए चलाना आसान। देश भर के क्लिनिक इस पर पहले से भरोसा करते हैं।

US Brace & Limb Co. (USBL) द्वारा बनाया गया।

- यह जीवन-रक्षक (लाइफ़ सपोर्ट) मशीन नहीं है। यह ऐसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, जो बेहोश हो या खुद से साँस न ले पा रहा हो।

हम मदद के लिए यहाँ हैं

अब भी कोई सवाल है? हमें फ़ोन करें।

आप हमसे सोमवार से शुक्रवार, New York के समय के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारे पास बदलने के लिए पुर्जे भी हैं: दो साइज़ में मास्क, माउथपीस, ट्यूब, और हमारे दिए हुए नेबुलाइज़रों के लिए फ़िल्टर। अपना नाम और जिस चीज़ की ज़रूरत है, वह बताने के लिए हमें फ़ोन करें। हम आपका बीमा कवरेज देखेंगे और सामान भेज देंगे।

हमारे समय के बाद, अपनी दवा के बारे में सवालों के लिए अपने डॉक्टर या फ़ार्मासिस्ट को फ़ोन करें। साँस लेने में तकलीफ़ हो, तो 911 पर फ़ोन करें।

यह गाइड ऑनलाइन: wellness-supplies.com/how-to-use/ultrasonic/hi