



ستاسو گرځنده التراسونیک نیبولایزر، ګام په ګام.

دا یو جیبي نیبولایزر دی چې بیا چارج کېږي. دا اوبلن درمل په نري بخار بدلوي. تاسو دا بخار د ماسک یا د خولې توتې له لارې تنفس کوئ. دوه ماډله لري: د ماشومانو ماډل او د لویانو ماډل. هر یو لږ توپیر لري، نو لاندې خپل ماډل وټاکئ.

پوښتنې لری؟ **351-3045 (718)** ته زنگ ووهئ، له دوشنبې تر جمعبې، د سهار له 9 بجو د غرمې وروسته تر 5 بجو پورې (د امریکا د ختیځ وخت له مخې).

همدا اوس ساه اخیستل درته ستونزمن دي؟ 911 ته زنگ ووهئ. که ساه اخیستل ډېر سخت وي، که تاسو یا ستاسو ماشوم په بشپړو جملو خبرې نه شي کولای، یا که شونې یا نوکان آبي یا څر ښکاري، 911 ته زنگ ووهئ. د درملنې د پای ته رسېدو انتظار مه کوئ.

لومړی وګورئ

وګورئ چې څنگه چمتو کېږي او کار کوي.

ویدیو تاسو ته ګرځنده نیبولایزر له پیله تر پایه ښيي. هر ګام لاندې هم لیکل شوی دی، او تاسو کولای شئ یوه کاپي په خپل تیلیفون کې وساتئ یا یې چاپ کړئ.

ویدیو په انګلیسي ژبه ده.

ویدیو: <https://www.youtube.com/watch?v=QypMcxrtig>

په بکس کې څه دي

وګورئ چې هر څه لری.



د ماشومانو د ماډل بکس. د لویانو د ماډل بکس.



د ماشومانو د بکس اړخ: د لویانو ماسک، د ماشوم ماسک او د خولې توتې.

نیبولایزر، له خپلې د درملو پیالې او یو پوښ سره چې د بخار د وتلو ځای پتوي ☒

د لویانو ماسک (لوی) ☒

د ماشوم ماسک (کوچنی) ☒

د خولې توتې ☒

د USB د چارج کېبل (USB-A تر USB-C) ☒

د لارښوونو کتابچه ☒

ګام په ګام

د ماشومانو ماډل

آبي، زرغون، نارنجي يا سپين دى، او د کارتون په څېر مخ لري. نارنجي مېنوكه يې د چالانولو او بندولو تنۍ ده.



پرزي وپېژنئ

② مخې ته د بخار د وتلو ځاى، چې ماسک يا د خولې توتې پرې لګېږي؛
کله چې نه کارول کېږي، پوښ يې پټوي

① د درملو پيال، چې پاس يې پورته کېدونکى سرپوښ لري؛ تر 10
ملي ليترو پورې پکې ځاى کېږي

④ مخې ته څراغ: چارج کېدل، د پاکولو دوره، او دا چې وسيله کار کوي،
ښيي

③ د چالانولو او بندولو تنۍ: مخې ته نارنجي مېنوكه

⑥ شا ته د USB-C د چارج سوري

⑤ شا ته د جلا کولو تنۍ، د پيالې د لرې کولو لپاره

چارج کول

02 څراغ ته وګورئ
تر څو چې چارج کېږي، څراغ ژېړ پاتې کېږي. کله چې بېټري ډکه
شي، څراغ زرغون کېږي.

01 کېبل ولګوئ
د کېبل USB-C سر شا ته د چارج په سوري کې ولګوئ. د کېبل
USB-A سر د دېوال په USB چارجر يا کمپيوټر کې ولګوئ.

03 خپله بېټري وپېژنئ
15 دقيقې چارج تر دوو ساعتونو پورې کار ورکوي. که
نيبولاييز د يو څه وخت لپاره کېښودل شي، لږ تر لږه هرې دوه
مياشتې يو ځل يې چارج کړئ، چې بېټري يې روغه پاتې شي.

هره درملنه

02 پيال ډکه کړئ
سرپوښ خلاص کړئ او هغه درمل پکې واچوئ چې ډاکټر درته
ليکلي دي. له 10 ملي ليترو زيات مه اچوئ. سرپوښ بند کړئ،
تر څو ټک غږ وکړي.

01 چمتو شئ
خپل لاسونه ومنيځئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې پيال، ماسک او د
خولې توتې پاک او وچ دي. نېغ کېنئ.

04 چالان يې کړئ او سرعت وټاکئ
د چالانولو او بندولو تنۍ کېکارئ. د قوي، منځني او کمزوري
سرعت ترمېنځ د بدلولو لپاره يې بيا کېکارئ. يو شان بخار او
آبي څراغ دا ښيي چې کار کوي.

03 ماسک يا د خولې توتې ولګوئ
مخې ته پوښ لرې کړئ، او ماسک يا د خولې توتې د بخار د
وتلو په ګرد ځاى کېکارئ. د تي خورونکو او نورو ماشومانو
لپاره داسې ماسک وکاروئ چې پوزه او خوله دواړه پټ کړي.

06 وخت ورکړئ
د 5 ملي ليترو دوز په قوي سرعت نږدې 15 دقيقې، په منځني
20، او په کمزوري 30 دقيقې وخت نيسي. له 20 دقيقو
وروسته پخپله بندېږي؛ که درمل پاتې وي، تنۍ کېکارئ چې
دوام وکړي.

05 عادي ساه واخلي
نيبولاييز نېغ ونيسئ. خپلې شونې د خولې توتې شاوخوا
بندې کړئ، يا ماسک په پوزه او خوله سم کېږدئ. ورو او عادي
ساه واخلي.

پای ته یې ورسوئ

07

کله چې غږ بدل شي، یا پپاله تشه شي او وسیله بنده شي، درملنه ودرئ. په پپاله کې د څو څاڅکو پاتې کېدل عادي خبره ده.

ماشوم ته درملنه ورکول

تول وخت ماسک په مخ پورې ښه کلک ونیسئ. که ماسک له مخ څخه حتی لږ هم لرې ونیول شي، ډېر درمل مخکې له دې چې سږو ته ورسېږي، بهر وځي. ژرېدونکی ماشوم هم لږ درمل تنفس کوي، نو یو آرام وخت، د خوښې پروگرام، یا یو کتاب ډېره مرسته کوي.

مشورې

- تول وخت یې نېغ ونیسئ، چې درمل د بخار پر پليټ پاتې شي.
- یوازې هغه اوبلن درمل یا سلاين (طبي مالکینې اوبه) وکاروئ چې ډاکټر درته لیکلي دي. هېڅکله ساده اوبه، تېل، شیدې یا غلیظ مایعات پکې مه اچوئ.
- ماشومان باید یوازې هغه وخت دا وکاروي چې یو لوی کس ورته کوري. هېڅکله ماشوم له دې وسیلې سره یوازې مه پرېږدئ.

پاکول، له هرې درملنې وروسته

کله چې اړتیا وي، پپاله لرې کړئ

02

شا ته د جلا کولو تنۍ کېکړئ، او پپاله مخکې ته تېله کړئ چې جلا شي. د بېرته لکولو لپاره یې تر هغه تېله کړئ چې ټک غږ وکړي.

پپاله تشه کړئ

01

هر هغه درمل چې په پپاله کې پاتې دي، توی کړئ.

د ځان پاکولو دوره چالانه کړئ

04

پپالې ته نږدې 6 ملي لیتره پاکې اوبه واچوئ، سر پوښ بند کړئ، او د چالانولو او بندولو تنۍ نږدې 5 ثانیې کېکړلې وساتئ. د پاکولو پر مهال څراغ په زرغون او سور رنګ بل او مړ کېږي. دا بخار مه تنفس کوئ.

ماسک او د خولې پونه پاک کړئ

03

دوی لرې کړئ، بیا یې د طبي الکولو په لوند دستمال پاک کړئ، یا یې د ضد عفوني کولو لپاره ډوب کړئ. بیا تودې اوبه پرې تېرې کړئ، او پرېږدئ چې په هوا کې وچ شي.

پاک یې کړئ او کېږدئ یې

05

بهرنۍ برخه یې په نرمې، وچې او پاکې تولیې پاکه کړئ. هېڅکله اوبه پر نیبولایزر مه تېروئ او په اوبو کې یې مه اچوئ. پوښ بېرته پرې کېږدئ، او په یوه سور او وچ ځای کې یې کېږدئ.

مهرباني وکړئ، دا کارونه مه کوئ

- هېڅکله د وتلو ځای دننه کوچنی فلزي د بخار پليټ په کوتو، برس یا کوم کلک شي مه لمسوئ.
- هېڅکله یې په تشه پپاله مه چالانوئ.
- هېڅکله یې په گرمه سطحه مه ږدئ.

تخنیکي مشخصات

نږدې 100 گرامه (3.5 اونسه)

وزن

که څه کار نه کوي

لږ بخار وځي یا هېڅ نه وځي

- نور درمل واچوئ؛ کېدای شي په پپاله کې بس نه وي.

اندازه	118 ملي متره لور، 39.5 ملي متره پلن (نږدې 4.6 × 1.6 انچه)
د درملو پياله	تر 10 ملي ليترو پورې
د بخار اندازه	په يوه دقيقه کې نږدې 0.2 ملي ليتره
د ذرو اندازه	5 مايکرونه يا له دې کوچنۍ
غږ	50 dB يا له دې کم
بيټري	دنده لپټيم بيټري؛ په 15 دقيقو چارج تر 2 ساعتونو پورې کار
چارج	USB-A تر USB-C کېبل، 5 A 1 V
پخپله بندېدل	20 دقيقې
د کارولو نودوخه	له 5 °C تر 40 °C پورې (له 41 °F تر 104 °F پورې)

- نيبولايزر نېغ ونيسئ.
- دېر غليظ درمل کېدای شي په بخار بدل نه شي. له خپل فارمسست (درملپلورونکي) څخه وپوښتئ.
- په يخه کوټه کې، له 3 تر 6 ملي ليتره گرمې اوبه پکې واچوئ او تر هغه يې چالان پرېردئ چې اوبه خلاصې شي (دا بخار مه تنفس کوئ). بيا بيا هڅه وکړئ.

بخار کمزوری دی

- بيټري چارج کړئ.
- پياله ورو وټکوئ يا يې په نرمۍ وښوروئ چې د هوا پوکانۍ لرې شي. بيا يې بيا چالان کړئ.
- د بخار پليټ پاک کړئ: له 3 تر 6 ملي ليتره اوبه له 2 يا 3 څاڅکو سرکې سره پکې واچوئ او تر هغه يې چالان پرېردئ چې خلاصې شي (دا بخار مه تنفس کوئ). بيا پياله پاکه کړئ.
- که له دې هېڅ يوه مرسته ونه کړه، کېدای شي د بخار پليټ زور شوی وي. مور ته زنګ ووهئ.

په پياله کې درمل شته، خو بخار نه وځي

- کله چې درمل اچوئ، د هوا پوکانۍ کېدای شي د بخار پليټ بند کړي. پياله ورو وټکوئ يا يې په نرمۍ وښوروئ، بيا يې بيا چالان کړئ.

په پای کې لږ درمل پاتې کېږي

- دا عادي خبره ده. کله چې غږ بدل شي يا پخپله بند شي، درملنه ودروئ.



ګام په ګام

د لویانو ماډل

نارنجي دی، یوه ګرده سپینه د چالانولو تنۍ لري، او له تنۍ پورته یو کوچنی څراغ.

پرزي وپېژنئ

② مخې ته د بخار د وتلو ځای، چې ماسک یا د خولې توته پرې لګېږي؛
کله چې نه کارول کېږي، پوښ یې پټوي

① د درملو پپاله، چې خلاصېدونکې سرپوښ لري؛ نږدې 10 ملي لیټره
پکې ځای کېږي

④ له تنۍ پورته څراغ: سرعت، چارج کېدل او د بیټرۍ کموالی ښیي

③ ګرده د چالانولو تنۍ

⑥ شا ته د USB-C د چارج سوري، د یوه کوچني رابري پوښ شاته

⑤ شا ته د جلا کولو تنۍ چې PUSH پرې لیکل شوي، د پپالې د لرې
کولو لپاره

چارج کول

② څراغ ته وګورئ
تر څو چې چارج کېږي، څراغ ژېړ وي. کله چې بشپړ چارج شي،
څراغ ثابت زرغون کېږي.

① کېبل ولګوئ
شا ته رابري پوښ خلاص کړئ او د کېبل USB-C سر ولګوئ. د
کېبل USB-A سر د دېوال په USB چارجر یا کمپیوټر کې
ولګوئ.

④ خپله بیټری وپېژنئ
15 دقیقې چارج تر دوو ساعتونو پورې کار ورکوي. که ژېړ
څراغ بل او مړ کېږي، دا په دې معنا ده چې بیټری کمه ده. که
وسيله د یو څه وخت لپاره کېښودل شي، لږ تر لږه هرې درې
میاشتې یو ځل یې چارج کړئ.

③ کله چې ډک شي، کېبل یې وباسئ
کېبل وباسئ او رابري پوښ بند کړئ. نیبولایزر د چارج پر مهال
کار نه کوي.

هره درملنه

② پپاله لرې کړئ
شا ته د PUSH تنۍ کېکړئ او کېکړلې یې وساتئ، او پپاله
مخې ته وښویوئ چې له وسیلې جلا شي.

① چمتو شئ
خپل لاسونه وښخئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې پپاله، ماسک او د
خولې توته پاک او وچ دي.

④ پپاله بېرته ولګوئ
پپاله بېرته خپل ځای ته وښویوئ، تر څو ټک غږ وکړي. د پپالې
او وسیلې ترمنځ کوچني فلزي تماس ټکي باید پاک او وچ وي،
که نه نو کېدای شي وسیله چالانه نه شي.

③ درمل واچوئ
د پپالې سرپوښ خلاص کړئ او هغه درمل پکې واچوئ چې
ډاکټر درته لیکلي دي: لږ تر لږه 1 ملي لیټر، او د پپالې له
کرښې لور نه. سرپوښ کلک بند کړئ.

⑥ چالان یې کړئ او سرعت وټاکئ
د چالانولو تنۍ کېکړئ او کېکړلې یې وساتئ؛ بخار په نږدې 2
ثانیو کې پیلېږي. هر لنډ کېکړل سرعت بدلوي: زرغون ټیټ
دی، آبي منځنی دی، ژېړ لوړ دی.

⑤ ماسک یا د خولې توته ولګوئ
مخې ته پوښ لرې کړئ، او ماسک یا د خولې توته د بخار د
وتلو په ګرد ځای کېکړئ.

عادي ساه واخلئ

07

وسيله ټينگه ونيسئ، آرام شئ او عادي ساه واخلئ. د ماسک د هوا سوري مه پټوئ.

پای ته يې ورسوئ

08

د درملنې پای ته نږدې، د وسيلې مخ لږ ځان ته کور کړئ، چې وروستي څاڅکي د بخار پليټ ته ورسېږي. کله چې پياله تشه شي يا له 20 دقيقو وروسته، پخپله بندېږي. که غواړئ پخپله يې بنده کړئ، د چالانولو تنۍ 1 ثانيه کېکارلې وساتئ.

مشورې

- د کار لپاره درملو يا سلاين ته اړتيا لري. که په پياله کې ساده اوبه، د نلکې اوبه يا مقطرې اوبه وي، پخپله بندېږي.
- که څک جوړ شي او بخار ودرېږي، وسيله بنده کړئ، په نرمۍ يې وښوروئ، او بيا يې چالانه کړئ.
- د درملنې پر مهال کېدای شي د بنگا غږ پيدا شي؛ په نرمۍ ښورول معمولاً غږ غلی کوي. کله چې پياله ډکه وي، په زور يې مه ښوروئ.
- که درمل خلاص شي خو وسيله لا هم کار کوي، سمدستي يې بنده کړئ.

پاکول، له هرې درملنې وروسته

چټک مينځل

01

پياله تشه کړئ. نږدې 2 ملي ليټره مقطرې اوبه پکې واچوئ، سړپوښ بند کړئ، 10 ثانيې يې وښوروئ، او اوبه توی کړئ.

د ځان پاکولو دوره چالانه کړئ

02

پياله له پاکو اوبو ډکه کړئ. کله چې وسيله بنده وي، د چالانولو تنۍ نږدې 5 ثانيې کېکارلې وساتئ. د پاکولو پر مهال څراغ په وار سره زرغون، آبي او ژېړ کېږي. نږدې له 5 دقيقو وروسته پخپله درېږي؛ که غواړئ ژر يې ودرؤئ، تنۍ 1 ثانيه کېکارلې وساتئ.

پياله او ماسک ومينځئ

03

دوی لرې کړئ، او يوه دقیقه يې تر بهېدونکو تودو اوبو لاندې ونيسئ. بيا يې په تودو اوبو کې د لوبښو له لږ صابون سره ومينځئ (په هر ليټر کې نږدې 1 ملي ليټر). په نرم برس سره ټولې سطحې او د ماسک د هوا سوري پاک کړئ. بيا يوه بله دقیقه اوبه پرې تېرې کړئ.

وسيله او تماس ټکي پاک کړئ

04

د وسيلې بدن په نم توکر پاک کړئ، بيا يې وچ کړئ. د وسيلې او پيالې فلزي تماس ټکي په داسې پنبه لرونکي لږکي (کاتن بد) پاک کړئ چې په مقطرو اوبو لوند شوی وي.

وچ يې کړئ او کېږدئ يې

05

پرېږدئ چې ټول شیان لږ تر لږه 12 ساعته په هوا کې وچ شي، يا يې په پاکه طبي پټۍ (ګاز) وچ کړئ. پوښ بېرته پرې کېږدئ، او پاک، وچ او د لمر له مستقيمې وړانګې لرې يې کېږدئ.

کله ناکله يې ضدعفوني کړئ

06

پاکه پياله او ماسک لږ تر لږه 5 دقيقې په 70% طبي الکولو کې ډوب پرېږدئ. بيا يوه دقیقه مقطرې اوبه پرې تېرې کړئ، او اوبه د ماسک د هوا له سوريو هم تېرې کړئ. پرېږدئ چې بشپړ وچ شي.

مهرباني وکړئ، دا کارونه مه کوئ

- هېڅکله اصلي وسيله په اوبو يا کوم ضدعفوني کوونکي مايع کې مه اچوئ. يوازې يې په توکر پاکه کړئ.
- هېڅکله پرې مه ايشوئ، په مايکروويو کې يې مه وچوئ، او د لوبښو مينځلو ماشين کې يې مه اچوئ.
- هېڅکله يې په تېزو کيمياوي حل کوونکو، لکه بنزن يا د رنګ تينر، مه پاکوئ.
- هېڅکله يې په تشه پياله مه چالانوئ.

تخنيکي مشخصات

که څه کار نه کوي

چالان نه کېږي

- چارچ يې کړئ، بيا بيا هڅه وکړئ.

وزن

نږدې 98 ګرامه (3.5 اونسه)

اندازه

نږدې 50 × 51 × 115 ملي متره (2 × 2 × 4.5 انچه)

- وگورئ چې د چارج کبيل کلک لگېدلی وي.

چالانېري، خو بخار نه وځي

- که څراغ ژېړ بل او مړ کېږي، بېټري کمه ده. چارج يې کړئ.
- د وسيلې او پيالې فلزي تماس ټکي پاک کړئ، بيا بيا هڅه وکړئ.
- ډاډ ترلاسه کړئ چې پيالې په ټک غږ سره خپل ځای ته لگېدلې ده.
- د ځان پاکولو دوره چالانه کړئ. که بيا هم بخار ونه کړي، پيالې بايد بدله شي. مور ته زنگ ووهئ.

زرغون څراغ 10 ثانيې ورو ورو ت او روښانه کېږي، بيا وسيله بندېږي

- درمل واچوئ؛ کېدای شي پيالې تشه وي.
- درمل يا سلاين وکاروئ، نه ساده يا مقطرې اوبه.
- ډاډ ترلاسه کړئ چې پيالې په ټک غږ سره خپل ځای ته لگېدلې ده، او تماس ټکي پاک دي.
- د وسيلې مخ ځان ته کور کړئ، چې مایع د بخار پليټ ته ورسېږي.

د درملنې پر مهال بندېږي

- کېدای شي پيالې تشه وي. درمل واچوئ.
- د وسيلې مخ ځان ته کور کړئ، چې مایع د بخار پليټ ته ورسېږي.
- دا له 20 دقيقو وروسته هم بندېږي. د بيا پيلولو لپاره تنۍ کېکړئ او کېکړلې يې وساتئ.

درمل خښېږي

- له کرښې پورته درمل توی کړئ، بيا يې بيا چالانه کړئ.
- د درملنې پر مهال وسيله ټينګه ونيسئ.
- که پيالې چاودلې وي يا يې بندښت (سيل) زور شوی وي، بايد بدله شي. مور ته زنگ ووهئ.

پوښتنې

ښه ده چې پوه شئ.

د ځان پاکولو حالت څنګه وکاروم؟

پيالې ته پاکې اوبه واچوئ (د ماشومانو ماډل لپاره نږدې 6 ملي ليټره) او سرپوښ بند کړئ. د چالانولو تنۍ نږدې 5 ثانيې کېکړلې وساتئ، تر هغه چې څراغ بل شي او رنگ يې بدلېدل پيل کړي. بيا نيبولايزر په لنډو وقفو کار کوي: بيا بيا پخپله چالانېري او بندېږي، تر څو هغه درمل چې د بخار پر پليټ پاتې دي، وښوروي او لرې يې کړي. د ودرولو لپاره تنۍ بيا کېکړئ؛ د لويانو ماډل نږدې له 5 دقيقو وروسته پخپله هم درېږي. دا بخار مه تنفس کوئ، او کله چې پای ته ورسېږي، اوبه توی کړئ.

زه کوم ماډل لرم؟

د ماشومانو ماډل آبي، زرغون، نارنجي يا سپين دی او د کارټون په څېر مخ لري، او نارنجي مښوکه يې تنۍ ده. د لويانو ماډل نارنجي دی او يوه ګرده سپينه د چالانولو تنۍ لري.

کوم ماسک وکاروم؟

د درملو پيالې

نږدې 10 ملي ليټره

د بخار اندازه

په يوه دقيقه کې لږ تر لږه 0.2 ملي ليټره

د ذرو اندازه

نږدې 3 مايکرونه (MMAD)

غږ

50 dB يا له دې کم

بېټري

دنده 3.7 600 mAh، V ليټيم بېټري؛ په 15 دقيقو چارج تر 2 ساعتونو پورې کار

چارج

USB-A تر USB-C کېبل، 5 A 1 V

پخپله بندېدل

20 دقيقې

د کارولو نودوخه

له 5 °C تر 40 °C پورې (له 41 °F تر 104 °F پورې)

لومړۍ خوندیتوب

- يوازې هغه درمل او دوز وکاروئ چې ډاکټر درته ليکلی دی. له ډاکټر څخه له پوښتنې پرته دوز مه بدلوئ، او دا هم مه بدلوئ چې څو ځله يې کاروئ.
- د ټولې درملنې پر مهال له ماشومانو سره پاتې شئ. کله چې نيبولايزر نه کارول کېږي، کوچنۍ پرزې او سيمونه له ماشومانو لرې وساتئ.
- هر کس بايد خپل ماسک يا د خولې ټوټه ولري. له بل چا سره يې مه شريکوئ.
- له هرې درملنې وروسته، په پيالې کې پاتې درمل توی کړئ. د بل ځل لپاره يې مه ساتئ.
- که له درملنې وروسته ساه اخيستل ښه نه شي، يا لا خراب شي، خپل ډاکټر ته زنگ ووهئ. په بېرني حالت کې 911 ته زنگ ووهئ.
- د اور اخيستونکو يا بې هوښه کوونکو گازونو تر څنګ يې مه کاروئ.

- دا د ژوند ساتلو (لايف سپورټ) وسيله نه ده، او د هغه چا لپاره نه ده چې بې هوښه وي يا پخپله ساه نه شي اخيستلای.

کوچنی ماسک د ماشومانو لپاره دی او لوی ماسک د لویانو لپاره. ماسک باید پوزه او خوله دواړه پټ کړي. هغه لویان چې غواړي له خولې ساه واخلي، کولای شي د ماسک پر ځای د خولې ټوټه وکاروي.

ایا د درملنې لپاره پکې ساده اوبه اچولای شم؟

نه. یوازې هغه درمل یا سلاين وکاروئ چې ډاکټر درته لیکلي دي. که په پیاله کې ساده یا مقطرې اوبه وي، د لویانو ماډل پخپله بندېږي. پاکې اوبه یوازې د پاکولو دورې لپاره دي، او هغه بخار باید تنفس نه شي.

ولې پخپله بند شو؟

دواړه ماډلونه له 20 دقیقو وروسته درېږي، او کله چې پیاله وچه شي، هم درېږي. د لویانو په ماډل کې، که ژېړ څراغ بل او مړ کېږي، دا په دې معنا ده چې بیتري کمه ده. که زرغون څراغ ورو ورو تټ او روښانه کېږي، دا په دې معنا ده چې مایع د بخار پلیټ ته نه رسېږي.

ایا دا عادي خبره ده چې لږ درمل په پیاله کې پاتې شي؟

هو. تل لږ مقدار پاتې کېږي. له هرې درملنې وروسته یې توی کړئ او مه یې ساتئ.

ایا د چارج پر مهال یې کارولای شم؟

نه. لومړی یې چارج کړئ، بیا درملنه ورکړئ. د لویانو ماډل تر هغه کار نه کوي چې د چارج لپاره لګېدلی وي.

پرې باید کله بدلې شي؟

که ماسک وچاودېږي، کلک شي، یا نور په مخ ښه ونه نښلي، بدل یې کړئ. که پیاله له پاکولو وروسته هم بخار ونه کړي، هغه هم بدله کړئ. د نویو ماسکونو او د خولې ټوټو لپاره موږ ته زنګ ووهئ.

ستاسو د نیبولایزر په اړه

گرځنده التراسونیک نیبولایزر

گرځنده او سپک

دومره کوچنی دی چې په کڅوړه یا جیب کې ځای کېږي، نو درملنه تل ستاسو سره نږدې وي.

درې سرعتونه

دا داسې ځانګړتیا ده چې لږ ګرځنده نیبولایزرونه یې لري. په درېیو سرعتونو سره درملنه له ناروغ او درملو سره برابرېدای شي.

ځان پاکوونکی

دننه یې د پاکولو حالت شته چې له کارولو وروسته وسيله پاکوي، نو د راتلونکې درملنې لپاره چمتو وي.

ډېر غلی

دومره غلی دی چې په ښوونځي کې، په کار کې، یا د ویده ماشوم تر څنګ کارول کېدای شي.

اوږدمهاله لیتیم بیتري

په 15 دقیقو چارج سره تر دوو ساعتونو پورې پرله پسې کار کوي، نږدې لکه د موبایل لنډ چارج.

په یوه تنۍ کار کوي

د ماشومانو او لویانو دواړو لپاره یې کارول اسانه دي، او په ټول هېواد کې کلینیکونه پرې باور لري.

جوړوونکی: US Brace & Limb Co. (USBL)

لا هم پوښتنه لرئ؟ مور ته زنگ ووهئ.

تاسو له دوشنبې تر جمعې، د سهار له 9 بجو د غرمې وروسته تر 5 بجو پورې (د امریکا د ختیځ وخت له مخې) مور ته زنگ وځای شئ. مور اضافي پرزې هم لرو: په دوو اندازو ماسکونه، د خولې توتې، نلونه، او د هغو نیبولایزرونو فلترونه چې مور یې ورکوو. مور ته زنگ ووهئ، او خپل نوم او هغه شی چې اړتیا ورته لرئ، ووايست. مور به ستاسو د بیمې پوښښ وگورو او هغه به درته ولېږو.

زموږ له کاري ساعتونو بهر، د خپلو درملو په اړه د پوښتنو لپاره خپل ډاکټر یا فارمسټ ته زنگ ووهئ. که ساه اخیستل درته ستونزمن وي، 911 ته زنگ ووهئ.

دا لارښود انلاین: wellness-supplies.com/how-to-use/ultrasonic/ps