

KIJAN POU ITILIZE L

Nebilizè ak konpresè Panda ou a, etap pa etap.

Yon nebilizè ak konpresè ou ploge nan priz, ki gen fòm yon bèl panda, pou pasyan ki pi jèn. Panda a pouse lè nan tib la rive nan gode medikaman an, epi sa fè medikaman an tounen yon vapè. Ou respire vapè sa a ak yon mask oswa yon pyès pou bouch.

Ou gen kesyon? Rele **(718) 351-3045**, lendi rive vandredi, 9è dimaten rive 5è nan apremidi (lè New York).



Ou gen difikilte pou respire kounye a? Rele 911. Rele 911 si respirasyon an difisil anpil, si ou menm oswa pitit ou pa ka di yon fraz konplè, oswa si lèw oswa zong yo parèt ble oswa gri. Pa tann tretman an fini.

GADE L ANVAN

Gade kijan pou monte l ak fè l mache.

Videyo a montre nebilizè panda ou a depi nan kòmansman rive nan fen. Chak etap ekri pi ba a tou. Ou ka kenbe yon kopi nan telefòn ou oswa enprime l.

Videyo a an angle.

Videyo: <https://youtu.be/Z3GM08AxESQ>

SA KI NAN BWAT LA

Verifye si ou gen tout bagay.

- ☒ Konpresè panda a, ak kòd kouran li
- ☒ Gode medikaman, ak bouchon li
- ☒ Tib lè
- ☒ Mask pou timoun (pi piti) ak mask pou granmoun (pi gwo)
- ☒ Pyès pou bouch
- ☒ 3 filtè lè rechanj
- ☒ Manyèl enstriksyon



Se nan bwat sa a nebilizè w la vini.

KONNEN L

Pyès yo.

- Entèriptè, dèyè: | se limen, O se etenn
- Twou lè a, dèyè, kote tib la konekte
- Filtè lè, anba yon ti kouvèti; gen rechanj nan bwat la
- Twou vantilasyon (fant) ki kite motè a refwadi: pa kouvri yo

5 Gode medikaman: li kenbe jiska 7 ml; tib la ale anba, mask la oswa pyès pou bouch la ale anlè

6 Tib lè: nenpòt bout ka ale nan nenpòt bò

ANVAN PREMYE TRETMAN AN

Prepare I.

01 Lave tout bagay anvan

Anvan premye tretman an, lave epi dezenfekte gode medikaman an, mask la ak pyès pou bouch la (gade “Netwayaj” pi ba a). Fè menm bagay la si panda a te sere pou yon bon tan.

02 Chwazi yon bon plas

Mete panda a sou yon tab plat ki byen fèm, toupre yon priz nan mi. Pa kouvri twou vantilasyon li yo: pa janm sèvi avè l sou yon kabann oswa yon kanape, ni anba yon lenn. Ploge l dirèk nan priz mi an, pa nan yon ralonj.

03 Tcheke pyès yo

Asire w gode a, tib la ak filtè lè a pwòp e yo pa domaje. Asire w tou tib la pa pliye.

CHAK TRETMAN

Kijan pou bay yon tretman.

01 Lave men w

Sèvi ak dlo ak savon. Chita dwat yon kote ki konfòtab.

02 Mete medikaman an

Louvri tèt gode medikaman an epi peze pou vide tout medikaman doktè w preskri a ladan l. Pa janm mete plis pase 7 ml. Fèmen gode a byen sere.

03 Mete mask la oswa pyès pou bouch la

Peze l dwat sou tèt gode a. Sèvi ak pi piti mask la pou timoun, pi gwo mask la pou adolesan ak granmoun, oswa pyès pou bouch la.

04 Konekte tib la

Peze yon bout tib la sou twou lè ki dèyè panda a. Kenbe gode a kanpe dwat epi peze lòt bout la anba gode a. Toude koneksyon yo dwe byen sere.

05 Ploge l epi limen l

Ploge panda a nan yon priz nan mi. Apre sa, peze entèripte ki dèyè a sou l (limen). Ou ta dwe wè yon vapè fen.

06 Respire nòmalman

Chita dwat epi kenbe gode a kanpe dwat; pa janm panche l plis pase mwatye sou kote. Ak pyès pou bouch la, fèmen lèv ou byen sou li epi respire antre soti pa bouch ou. Ak yon mask, mete l byen sere sou nen ak bouch.

07 Fini

Kontinye jiskaske pa gen vapè ki soti ankò; doktè w preskri kantite egzak ou bezwen an. Apre sa, peze entèripte a sou O (etenn).

08 Seche tib la, epi deploge

Si ou wè gout dlo anndan tib la, retire gode a, kite tib la sou panda a, epi limen l pandan yon minit pou lè a seche tib la. Apre sa, etenn li, rale tib la pa bout plastik li yo, epi deploge panda a.

Kijan pou bay yon timoun tretman

Kenbe mask la byen kole sou figi timoun nan pandan tout tretman an. Si ou kite l menm yon ti kras lwen figi a, anpil nan medikaman an ap chape anvan l rive nan poumon yo. Yon timoun k ap kriye respire mwens medikaman tou. Kidonk, yon moman kalm, emisyon li pi renmen, oswa yon liv ka ede anpil.

Konsèy

- Panda a fè yon ti bri epi li vibre pandan l ap mache. Sa nòmal.
- Pa pliyè ni pense tib la pandan yon tretman.

APRE CHAK TRETMAN

Netwaye l pou l pare pwochen fwa.

01

Deploge l anvan

Toujou etenn panda a epi deploge l anvan ou netwaye l.

02

Demonte l

Rale tib la soti nan gode a, retire mask la oswa pyès pou bouch la, louvri gode a, epi jete medikaman ki rete ladan l.

03

Lave gode a, mask la ak pyès pou bouch la

Lave yo nan dlo tyèd ak yon ti savon dous pou lave asyèt. Pa lave tib la.

04

Rense epi kite yo seche nan lè

Rense yo ak dlo pwòp epi mete tout bagay seche nan lè sou yon sèvyèt pwòp touswit. Pa janm seche pyès yo nan mikwo onn ni ak yon sechwa cheve.

05

Dezenfekte yon fwa chak jou

Aprè dènye tretman nan jounen an, dezenfekte gode a ak pyès pou bouch la. Sèvi ak yon dezenfektan ki fèt pou sa epi swiv etikèt li, oswa bouyi yo pandan 15 minit (pa janm bouyi mask la). Rense yo ak dlo cho ki pwòp epi kite yo seche nan lè.

06

Siye panda a

Siye deyò a ak yon twal mou ki mouye. Pa janm mete panda a nan dlo, ni fè dlo koule sou li.

Filtè lè

- Chanje filtè a chak 60 jou, oswa pi bonè si li sanble sal oswa si li mouye. Gen twa rechanj nan bwat la.
- Pou chanje l: retire kouvèti filtè a, leve ansyen filtè a soti ak yon kure dan, peze yon nouvo filtè nan plas li (nenpòt bò ka bay deyò), epi remete kouvèti a.
- Pa janm lave yon filtè, ni fè panda a mache san filtè. Lave kouvèti filtè a detanzantan (pa bouyi l) epi kite l seche anvan ou remete l.

KESYON

Bon pou konnen.

Èske bri a nòmal?

Wi. Motè ki anndan panda a fè bri epi li vibre, epi gode a fè yon ti bri sifle lè lè a pase ladan l. Si bri a vin pi fò toudenkou, verifye si kouvèti filtè lè a byen an plas.

Èske m ka mete dlo senp ladan l?

Non. Sèvi sèlman ak medikaman doktè w preskri, ak medikaman nouvo chak fwa.

Èske m dwe sèvi ak tout dòz la?

Wi. Kontinye jiskaske pa gen vapè ki soti ankò. Li nòmal pou kèk gout rete nan gode a; jete yo apre.

Gen dlo nan tib la. Kisa pou m fè?

Retire gode a, kite tib la sou panda a, epi limen l pandan yon minit pou lè a seche tib la. Pa janm sere tib la mouye.

Chak konbyen tan pou m chanje filtè lè a?

Chak 60 jou, oswa pi bonè si li sanble sal oswa si li mouye. Gen twa rechanj nan bwat la, epi nou ka voye plis.

Èske de moun ka sèvi ak menm panda a?

Chak moun bezwen pwòp mask oswa pyès pou bouch pa l. Netwaye epi dezenfekte gode a anvan yon lòt moun sèvi avè l.

Si yon bagay pa mache.

Anyen pa rive lè m peze entèripte a

- Verifye si fich la antre nèt nan priz mi an.
- Deploge l epi ploge l ankò, oswa eseye yon lòt priz.

Pa gen vapè, oswa trè piti vapè

- Verifye si gen medikaman nan gode a, epi pa plis pase 7 ml.
- Asire w ou remonte gode a kòrèkteman, ansanm ak ti pyès an fòm kòn ki anndan l lan.
- Kenbe gode a kanpe dwat, pa panche l plis pase mwatye sou kote.
- Verifye si toude bout tib la byen sere, epi tib la pa pliye ni bouche.
- Tcheke filtè lè a epi chanje l si li sal.

Li fè plis bri pase dabitid

- Asire w kouvèti filtè lè a byen klike nan plas li.

Li cho anpil

- Etenn li, deploge l, epi kite l refwadi.
- Asire w anyen pa kouvri twou vantilasyon yo.

Li toujou pa mache?

- Pa eseye louvri ni repare panda a; pa gen okenn pyès anndan l ou ka repare. Rele nou, n ap ede w.

Karakteristik teknik

Kouran	Priz nòmal nan mi, 110 V, 60 Hz
Gode medikaman	Jiska 7 ml
Kantite vapè	Omwen 0.2 ml chak minit
Sa ki rete nan gode a	0.7 ml oswa mwens
Bri	65 dB oswa mwens
Filtè lè	Chanje l chak 60 jou
Tanperati pou itilize l	Ant 5 °C ak 40 °C (41 °F rive 104 °F)

KONSÈNAN NEBILIZÈ W LA

Nebilizè ak konpresè (Panda)

Fèt pou pasyan ki pi jèn

Yon nebilizè ak konpresè ki gen fòm yon pèsanaj, pou pasyan ki pi jèn.

Li ploge nan priz

Li mache ak yon priz nòmal nan mi an, kidonk li pare pou chak tretman lakay ou.

Filtè rechanj ladan l

Gen twa filtè lè rechanj nan bwat la.

Sekirite anvan tout bagay

- Sèvi sèlman ak medikaman ak dòz doktè w preskri. Pa chanje dòz la, ni konbyen fwa ou sèvi avè l, san ou pa mande doktè w.
- Rete ak timoun yo pandan tout tretman an. Lè ou pa sèvi ak nebilizè a, kenbe ti pyès yo ak kòd yo lwen timoun yo.
- Chak moun dwe gen pwòp mask oswa pyès pou bouch pa l. Pa pataje yo.
- Jete medikaman ki rete nan gode a apre chak tretman. Pa sere l pou pwochen fwa.
- Si respirasyon an pa vin pi bon apre yon tretman, oswa si li vin pi mal, rele doktè w. Nan yon ijans, rele 911.
- Pa janm ploge ni deploge panda a ak men mouye. Kenbe panda a ak kòd li lwen dlo, epi pa sèvi avè l nan saldeben.
- Pa kouvri twou vantilasyon yo pandan l ap mache. Ploge l dirèk nan yon priz nan mi, pa nan yon ralonj, epi deploge l apre chak itilizasyon.
- Pa sèvi avè l toupre gaz ki ka pran dife.

Li vini konplè

Li vini nan bwat li, ak enstriksyon ak akseswa. Ekip nou an pote l ba ou epi enstale l pou ou.

Se US Brace & Limb Co. (USBL) ki fè l.

NOU LA POU EDE W

Ou toujou gen yon kesyon? Rele nou.

Nou disponib lendi rive vandredi, 9è dimaten rive 5è nan apremidi (lè New York). Nou gen pyès rechanj tou: mask de gwosè, pyès pou bouch, tib ak filtè pou nebilizè nou bay yo. Rele nou, ban nou non w ak sa ou bezwen. N ap verifye si asirans ou kouvri l, epi n ap voye l ba ou.

Lè nou fèmen, rele doktè w oswa famasyen w si ou gen kesyon sou medikaman w. Si ou gen difikilte pou respire, rele 911.

Gid sa a sou entènèt: wellness-supplies.com/how-to-use/compressor-nebulizer-panda/ht