



ستاسو پانډا کمپرېسور نیبولایزر، ګام په ګام.

دا یو کمپرېسور نیبولایزر دی چې د دېوال په ساکت کې لګېږي، او د کم عمره ناروغانو لپاره د یوه خور پانډا په بڼه جوړ شوی. پانډا د نل له لارې د درملو پیالې ته هوا پمپ کوي. پیاله درمل په بخار بدلوي، او دا بخار د ماسک یا د خولې ټوټې له لارې تنفس کېږي.

پوښتنې لری؟ **351-3045 (718)** ته زنگ ووهئ، له دوشنبې تر جمعبې، د سهار له 9 بجو د غرمې وروسته تر 5 بجو پورې (د امریکا د ختیځ وخت له مخې).

همدا اوس ساه اخیستل درته ستونزمن دي؟ 911 ته زنگ ووهئ. که ساه اخیستل ډېر سخت وي، که تاسو یا ستاسو ماشوم په بشپړو جملو خبرې نه شي کولای، یا که شونې یې یا نوکان آبي یا څر ښکاري، 911 ته زنگ ووهئ. د درملنې د پای ته رسېدو انتظار مه کوئ.

لومړۍ وګورئ

وګورئ چې څنگه چمتو کېږي او کار کوي.

ویدیو تاسو ته پانډا نیبولایزر له پیل تر پایه ښیي. هر ګام لاندې هم لیکل شوی دی، او تاسو کولای شئ یوه کاپي په خپل ټیلیفون کې وساتئ یا یې چاپ کړئ.

ویدیو په انګلیسي ژبه ده.

ویدیو: <https://youtu.be/Z3GM08AxESQ>

په بکس کې څه دي

وګورئ چې هر څه لری.

✓ پانډا کمپرېسور، له خپل د برېښنا سیم سره

✓ د درملو پیاله، له خپل سر پوښ سره

✓ د هوا نل

✓ د ماشوم ماسک (کوچنی) او د لویانو ماسک (لوی)

✓ د خولې ټوټه

✓ 3 اضافي د هوا فیلټرونه

✓ د لارښوونو کتابچه



هغه د پلور بکس چې ستاسو نیبولایزر پکې راځي.

وسيله وېزنئ

پرزی.

① شا ته د برېښنا سویچ: | یعنې چالان، O یعنې بند

② شا ته د هوا د وتلو ځای، چې نل پرې نښلي

3 د هوا فلتر، د يوه کوچني پوښ شاته؛ اضافي فلترونه په بکس کې راځي

4 د هوا سوري (درزونه) چې موټر پرې سرېږي: هغه مه پټوئ

5 د درملو پياله: تر 7 ملي ليټرو پورې پکې ځای کېږي؛ نل يې لاندې لگېږي، ماسک يا د خولې ټوټه پاس

6 د هوا نل: هر سر يې هرې خوا ته لگېدای شي

تر لومړۍ درملنې مخکې

چمتو يې کړئ.

01 لومړی هر څه ومينځئ

تر لومړۍ درملنې مخکې، د درملو پياله، ماسک او د خولې ټوټه ومينځئ او ضد عفوني يې کړئ (لاندې «پاکول» وگورئ). که پاندا د يو څه وخت لپاره کېښودل شوی وي، بيا هم همداسې وکړئ.

02 ښه ځای پيدا کړئ

پاندا د دېوال ساکت ته نږدې په يوه هوار او ټينگ مېز کېږدئ. د هوا سوري يې مه پټوئ: هېڅکله يې په بستره يا کوچ، يا د کمپلې لاندې مه کاروئ. نېغ يې د دېوال په ساکت کې ولگوئ، نه په اضافي اوږده سيم (اکستېنشن) کې.

03 پرزي وگورئ

ډاډ ترلاسه کړئ چې پياله، نل او د هوا فلتر پاک او روغ دي، او نل ګونځه يا تاو نه لري.

هره درملنه

درملنه څنگه ورکړئ.

01 خپل لاسونه ومينځئ

صابون او اوبه وکاروئ. په يوه آرام ځای کې نېغ کېنئ.

02 درمل واچوئ

د درملو د پيالې سر خلاص کړئ، او ټول هغه درمل پکې ونچورئ چې ډاکټر درته ليکلي دي. هېڅکله پکې له 7 ملي ليټرو زيات مه اچوئ. پياله کلکه بنده کړئ.

03 ماسک يا د خولې ټوټه ولگوئ

نېغ يې د پيالې پر سر کېکړئ. د ماشومانو لپاره کوچنی ماسک، د تکنیو ځوانانو او لويانو لپاره لوی ماسک، يا د خولې ټوټه وکاروئ.

04 نل ونښلوئ

د نل يو سر د پاندا شا ته د هوا د وتلو په ځای کېکړئ. پياله نېغه ونيسئ او د نل بل سر د پيالې په لاندینۍ برخه کېکړئ. دواړه ځايونه بايد کلک ونښلي.

05 په ساکت کې يې ولگوئ او چالان يې کړئ

پاندا د دېوال په ساکت کې ولگوئ، بيا شا ته د برېښنا سويچ | (چالان) ته کېکړئ. تاسو بايد نری بخار ووينئ.

06 عادي ساه واخلي

نېغ کېنئ او پياله نېغه وساتئ؛ هېڅکله يې له نيمایي زيات يوې خوا ته مه کورئ. که د خولې ټوټه کاروئ، شونډې يې شاوخوا بندې کړئ او له خولې ساه دننه او بهر کړئ. که ماسک کاروئ، په پوزه او خوله يې ښه کلک کېږدئ.

07 پای ته يې ورسوئ

تر هغه دوام ورکړئ چې نور بخار ونه وځي؛ ډاکټر درته همدومره سم مقدار ليکلی دی. بيا سويچ O (بند) ته کېکړئ.

08 نل وچ کړئ، بيا يې له ساکت وباسئ

که د نل دننه د اوبو څاڅکي ووينئ، پياله لرې کړئ، نل په پاندا پورې لگېدلی پرېږدئ، او يوه دقيقه يې چالان کړئ چې هوا نل وچ کړي. بيا يې بند کړئ، نل د پلاستيکي سرونو څخه ونيسئ او ويپ باسئ، او پاندا له ساکت وباسئ.

ماشوم ته درملنه ورکول

ټول وخت ماسک په مخ پورې ښه کلک ونیسئ. که ماسک له مخ څخه حتی لږ هم لرې ونیول شي، ډېر درمل مخکې له دې چې سږو ته ورسېږي، بهر وځي. ژرېدونکی ماشوم هم لږ درمل تنفس کوي، نو یو آرام وخت، د خوښې پروګرام، یا یو کتاب ډېره مرسته کوي.

مشورې

- پاندا د کار پر مهال غږ کوي او لږزېږي. دا عادي خبره ده.
- د درملنې پر مهال نل مه کړوئ او مه یې زېږنئ.

له هرې درملنې وروسته

پاک یې کړئ چې بل ځل چمتو وي.

02 پرزې یې جلا کړئ

نل له پيالې وباسئ، ماسک یا د خولې ټوټه لرې کړئ، پياله خلاصه کړئ، او دننه پاتې درمل توی کړئ.

01 لومړۍ یې له ساکت وباسئ

تل د پاکولو مخکې پاندا بند کړئ او له ساکت یې وباسئ.

04 اوبه پرې تېرې کړئ او په هوا کې یې وچ کړئ

پاکې اوبه پرې تېرې کړئ، او سمدستي ټول شيان په یوه پاکه تولیه کېږدئ چې په هوا کې وچ شي. هېڅکله پرزې په مایکروویو یا د وېښتو په وچوونکي (هېر ډرایر) مه وچوئ.

03 پياله، ماسک او د خولې ټوټه ومینځئ

دوی په تودو اوبو کې د لوښو له لږ نرم صابون سره ومینځئ. نل مه مینځئ.

06 پاندا پاک کړئ

بهرنۍ برخه یې په نرم او نم ټوکر پاکه کړئ. هېڅکله پاندا په اوبو کې مه اچوئ او اوبه پرې مه تېروئ.

05 ورځ کې یو ځل یې ضد عفوني کړئ

د ورځې له وروستۍ درملنې وروسته، پياله او د خولې ټوټه ضد عفوني کړئ. د همدې کار لپاره جوړ شوی ضد عفوني کوونکی توکی وکاروئ او د هغه پر لیبل لیکلې لارښوونې عملي کړئ، یا یې 15 دقیقې وایشوئ (ماسک هېڅکله مه ایشوئ). بیا پاکې گرمې اوبه پرې تېرې کړئ او په هوا کې یې وچ کړئ.

د هوا فلتر

- فلتر هر 60 ورځې بدل کړئ، یا که چټل ښکاري یا لوند شي، تر دې مخکې. درې اضافي فلترونه په بکس کې راځي.
- د بدلولو لپاره: د فلتر پوښ لرې کړئ، زور فلتر د غاښونو په خلال راوباسئ، نوی فلتر ورتېله کړئ (هره خوا یې چې بهر ته وي، سمه ده)، او پوښ بېرته ولکوئ.
- هېڅکله فلتر مه مینځئ، او پاندا بې فلتره مه چالانوئ. د فلتر پوښ کله ناکله ومینځئ (مه یې ایشوئ)، او مخکې له دې چې بېرته یې ولکوئ، پرېږدئ چې وچ شي.

پوښتنې

ښه ده چې پوه شئ.

ایا غږ عادي دی؟

هو. د پاندا دننه موټر غږ کوي او لږزېږي، او کله چې هوا له پيالې تېرېږي، پياله «شو شو» غږ کوي. که ناڅاپه یې غږ ډېر شي، وګورئ چې د هوا د فلتر پوښ په سمه توګه لګېدلی وي.

ابا پکې ساده اوبه اچولای شم؟

نه. یوازې هغه درمل وکاروئ چې ډاکټر درته لیکلي دي، او هر ځل تازه درمل واچوئ.

ابا ټول دوز وکاروم؟

هو. تر هغه دوام ورکړئ چې نور بخار ونه وځي. په پیاله کې د څو څاڅکو پاتې کېدل عادي خبره ده؛ وروسته یې توی کړئ.

په نل کې اوبه دي. څه وکړم؟

پیاله لرې کړئ، نل په پانډا پورې لګېدلی پرېږدئ، او یوه دقیقه یې چالان کړئ چې هوا نل وچ کړي. هېڅکله نل لوند مه تولوئ.

د هوا فلټر څو ځله بدل کړم؟

هر 60 ورځې، یا که چټل ښکاري یا لوند شي، تر دې مخکې. درې اضافي فلټرونه په بکس کې راځي، او موږ کولای شو نور هم درته ولېږو.

ابا دوه کسان یو پانډا کارولای شي؟

هر کس خپل ماسک یا د خولې توتې ته اړتیا لري. مخکې له دې چې بل څوک یې وکاروي، پیاله پاکه او ضدعفوني کړئ.

که څه کار نه کوي.

کله چې سویچ کېږم، هېڅ نه کېږي

- وګورئ چې پلګ بشپړ د دېوال په ساکت کې ننوتلی وي.
- پلګ وباسئ او بېرته یې ولګوئ، یا بل ساکت وازموئ.

بخار نه وځي، یا ډېر لږ وځي

- وګورئ چې په پیااله کې درمل شته، او له 7 ملي لیټرو زیات نه دي.
- ډاډ ترلاسه کړئ چې پیااله په سمه توګه بېرته یو ځای شوې، او دننه کوچنی مخروط هم په خپل ځای کې دی.
- پیااله نېغه وساتئ، او له نیمایي زیات یوې خوا ته یې مه کورئ.
- وګورئ چې د نل دواړه سرونه کلک لګېدلي، او نل ګونځه یا بندښت نه لري.
- د هوا فلټر وګورئ، او که چټل وي، بدل یې کړئ.

له معمول نه ډېر غږ کوي

- ډاډ ترلاسه کړئ چې د هوا د فلټر پوښ په سمه توګه کلک لګېدلی دی.

ډېر ګرم احساسېږي

- بند یې کړئ، له ساکت یې وباسئ، او پرېږدئ چې سوړ شي.
- ډاډ ترلاسه کړئ چې هېڅ شی د هوا سوړي نه دي پټ کړي.

لا هم کار نه کوي؟

- هڅه مه کوئ چې پاندا خلاص یا جوړ کړئ؛ دننه یې داسې پرزې نشته چې تاسو یې جوړولای شئ. موږ ته زنگ ووهئ، موږ به مرسته وکړو.

تخنیکي مشخصات

برېښنا	عادي دېوالي ساکت، 110 Hz 60 V،
د درملو پیااله	تر 7 ملي لیټرو پورې
د بخار اندازه	په یوه دقیقه کې لږ تر لږه 0.2 ملي لیټره
په پیااله کې پاتې	0.7 ملي لیټره یا له دې کم
غږ	65 dB یا له دې کم
د هوا فلټر	هر 60 ورځې بدل کړئ
د کارولو تودوخه	له 5 °C تر 40 °C پورې (له 41 °F تر 104 °F پورې)

ستاسو د نیولایزر په اړه

کمپرېسور نیولایزر (پاندا)

اضافي فلټرونه ورسره دي

په بکس کې درې اضافي د هوا فلټرونه راځي.

په دېوال کې لګېږي

له عادي دېوالي ساکت څخه برېښنا اخلي، نو په کور کې د هرې درملنې لپاره چمتو وي.

د کم عمره ناروغانو لپاره جوړ شوی

د کم عمره ناروغانو لپاره کمپرېسور نیولایزر، چې د یوه کارټوني کرکټر په بڼه

لومړی خونديتوب

- یوازې هغه درمل او دوز وکاروئ چې ډاکټر درته لیکلی دی. له ډاکټر څخه له پوښتنې پرته دوز مه بدلوئ، او دا هم مه بدلوئ چې څو ځله یې کاروئ.
- د ټولې درملنې پر مهال له ماشومانو سره پاتې شئ. کله چې نیولایزر نه کارول کېږي، کوچنی پرزې او سیمونه له ماشومانو لرې وساتئ.
- هر کس باید خپل ماسک یا د خولې ټوټه ولري. له بل چا سره یې مه شریکوئ.
- له هرې درملنې وروسته، په پیااله کې پاتې درمل توی کړئ. د بل ځل لپاره یې مه ساتئ.
- که له درملنې وروسته ساه اخیستل ښه نه شي، یا لا خراب شي، خپل ډاکټر ته زنگ ووهئ. په بیړني حالت کې 911 ته زنگ ووهئ.
- هېڅکله په لنډو لاسونو پاندا په ساکت کې مه لګوئ او مه یې باسئ. پاندا او د هغه سیم له اوبو لرې وساتئ، او په تشناب کې یې مه کاروئ.
- کله چې کار کوي، د هوا سوړي یې مه پټوئ. نېغ یې د دېوال په ساکت کې ولګوئ، نه په اضافي اوږده سیم (اکسټنشن) کې، او له هر ځل کارولو وروسته یې له ساکت وباسئ.
- د اور اخیستونکي ګاز تر څنګ یې مه کاروئ.

بشپړ راځي

په خپل بکس کې له لارښوونو او اضافي توکو سره راځي. زموږ ټیم یې تاسو ته راوړي او د کار لپاره یې چمتو کوي.

جورونکی: US Brace & Limb Co. (USBL).

موږ دلته ستاسو د مرستې لپاره یو

لا هم پوښتنه لرئ؟ موږ ته زنګ ووهئ.

تاسو له دوشنبې تر جمعې، د سهار له 9 بجو د غرمې وروسته تر 5 بجو پورې (د امریکا د ختیځ وخت له مخې) موږ ته زنګ وهلای شئ. موږ اضافي پرزې هم لرو: په دوو اندازو ماسکونه، د خولې ټوټې، نلونه، او د هغو نیبولایزرونو فلیټرونه چې موږ یې ورکوو. موږ ته زنګ ووهئ، او خپل نوم او هغه شی چې اړتیا ورته لرئ، وواياست. موږ به ستاسو د بیمې پوښښ وگورو او هغه به درته ولېږو. زموږ له کاري ساعتونو بهر، د خپلو درملو په اړه د پوښتنو لپاره خپل ډاکټر یا فارمسټ ته زنګ ووهئ. که ساه اخیستل درته ستونزمن وي، 911 ته زنګ ووهئ.

دا لارښود اتلاین: wellness-supplies.com/how-to-use/compressor-nebulizer-panda/ps