

COMO USAR

Seu nebulizador a compressor Panda, passo a passo.

Um nebulizador a compressor que funciona ligado na tomada, com um formato simpático de panda, feito para pacientes mais novos. O panda bombeia ar pela mangueira até o copinho do medicamento. Assim, o medicamento vira uma névoa, que a pessoa respira por uma máscara ou um bocal.

Dúvidas? Ligue para **(718) 351-3045**, de segunda a sexta, das 9h às 17h (horário de Nova York).



Está com dificuldade para respirar agora? Ligue para o 911. Ligue para o 911 se estiver muito difícil respirar, se você ou a criança não conseguirem falar frases completas, ou se os lábios ou as unhas parecerem azulados ou acinzentados. Não espere terminar a nebulização.

ASSISTA PRIMEIRO

Veja o aparelho montado e funcionando.

O vídeo mostra o nebulizador panda do começo ao fim. Cada passo também está escrito mais abaixo. Você pode guardar uma cópia no celular ou imprimir.

O vídeo está em inglês.

Vídeo: <https://youtu.be/Z3GM08AxESQ>

O QUE VEM NA CAIXA

Confira se você tem tudo.

- ☒ O compressor panda, com o cabo de força
- ☒ Copinho do medicamento, com a tampa
- ☒ Mangueira de ar
- ☒ Máscara infantil (menor) e máscara para adultos (maior)
- ☒ Bocal
- ☒ 3 filtros de ar de reposição
- ☒ Manual de instruções



A caixa em que o seu nebulizador vem.

CONHEÇA O APARELHO

As peças.

① Interruptor atrás: | é ligado, O é desligado

② Saída de ar atrás, onde a mangueira se conecta

3 Filtro de ar, atrás de uma pequena tampa; vêm filtros de reposição na caixa

5 Copinho do medicamento: cabe até 7 ml; a mangueira vai embaixo, e a máscara ou o bocal vai em cima

4 Aberturas de ventilação (fendas) que deixam o motor esfriar: não cubra

6 Mangueira de ar: qualquer ponta pode ir em qualquer lado

ANTES DA PRIMEIRA NEBULIZAÇÃO

Deixe tudo pronto.

01 Lave tudo antes

Antes da primeira nebulização, lave e desinfete o copinho do medicamento, a máscara e o bocal (veja “Limpeza” mais abaixo). Faça o mesmo se o panda ficou guardado por um tempo.

02 Escolha um bom lugar

Coloque o panda em uma mesa plana e firme, perto de uma tomada. Não cubra as aberturas de ventilação: nunca use em cima da cama ou do sofá, nem debaixo de um cobertor. Conecte direto na tomada da parede, não em uma extensão.

03 Confira as peças

Veja se o copinho, a mangueira e o filtro de ar estão limpos e sem danos. Veja também se a mangueira não está dobrada.

CADA NEBULIZAÇÃO

Como fazer a nebulização.

01 Lave as mãos

Use água e sabão. Sente-se com as costas retas em um lugar confortável.

02 Coloque o medicamento

Abra a parte de cima do copinho do medicamento e esprema dentro dele todo o medicamento que o seu médico receitou. Nunca coloque mais de 7 ml. Feche bem o copinho.

03 Coloque a máscara ou o bocal

Encaixe reto na parte de cima do copinho. Use a máscara menor para crianças, a maior para adolescentes e adultos, ou o bocal.

04 Conecte a mangueira

Encaixe uma ponta da mangueira na saída de ar, atrás do panda. Segure o copinho em pé e encaixe a outra ponta embaixo do copinho. As duas conexões devem ficar firmes.

05 Conecte na tomada e ligue

Conecte o panda em uma tomada da parede. Depois, aperte o interruptor atrás na posição | (ligado). Deve sair uma névoa fina.

06 Respire normalmente

Sente-se com as costas retas e mantenha o copinho em pé, nunca inclinado mais do que meio caminho para o lado. Com o bocal, feche os lábios em volta dele e puxe e solte o ar pela boca. Com a máscara, ajuste bem sobre o nariz e a boca.

07**Termine**

Continue até não sair mais névoa; o seu médico receitou a quantidade certa. Depois, aperte o interruptor na posição O (desligado).

08**Seque a mangueira e depois tire da tomada**

Se você vir gotas de água dentro da mangueira, tire o copinho e deixe a mangueira no panda. Ligue o aparelho por um minuto para o ar secar a mangueira. Depois, desligue, puxe a mangueira pelas pontas de plástico e tire o panda da tomada.

Como fazer a nebulização em uma criança

Mantenha a máscara bem encostada no rosto o tempo todo. Se ela ficar afastada do rosto, mesmo que só um pouco, boa parte do medicamento escapa antes de chegar aos pulmões. Uma criança chorando também respira menos medicamento. Por isso, um momento tranquilo, o programa favorito dela ou um livro ajudam muito.

Dicas

- O panda faz um zumbido e vibra enquanto funciona. Isso é normal.
- Não dobre nem aperte a mangueira durante a nebulização.

DEPOIS DE CADA NEBULIZAÇÃO**Limpe para deixar pronto para a próxima vez.****01****Primeiro, tire da tomada**

Sempre desligue o panda e tire da tomada antes de limpar.

02**Desmonte**

Tire a mangueira do copinho, tire a máscara ou o bocal, abra o copinho e jogue fora o medicamento que sobrou dentro.

03**Lave o copinho, a máscara e o bocal**

Lave em água morna com um pouco de detergente neutro. Não lave a mangueira.

04**Enxágue e deixe secar**

Enxágue com água limpa e, logo em seguida, deixe tudo secar naturalmente em uma toalha limpa. Nunca seque as peças no micro-ondas nem com secador de cabelo.

05**Desinfete uma vez por dia**

Depois da última nebulização do dia, desinfete o copinho e o bocal. Use um desinfetante próprio para isso e siga o rótulo, ou ferva por 15 minutos (nunca ferva a máscara). Enxágue com água quente limpa e deixe secar naturalmente.

06**Limpe o panda**

Passe um pano macio e úmido na parte de fora. Nunca coloque o panda na água nem jogue água nele.

Filtro de ar

- Troque o filtro a cada 60 dias, ou antes se ele parecer sujo ou molhar. Três filtros de reposição vêm na caixa.
- Para trocar: tire a tampa do filtro, retire o filtro velho com um palito de dente, encaixe um novo (qualquer lado pode ficar para fora) e coloque a tampa de volta.
- Nunca lave um filtro e nunca use o panda sem filtro. Lave a tampa do filtro de vez em quando (não ferva) e deixe secar antes de colocar de volta.

PERGUNTAS

É bom saber.

O barulho é normal?

Sim. O motor dentro do panda faz um zumbido e vibra, e o copinho faz um chiado quando o ar passa por ele. Se o barulho aumentar de repente, veja se a tampa do filtro de ar está bem colocada.

Posso colocar só água?

Não. Use só o medicamento que o seu médico receitou, com medicamento novo toda vez.

Devo usar a dose toda?

Sim. Continue até não sair mais névoa. É normal sobrarem algumas gotas no copinho; jogue fora depois.

Tem água na mangueira. O que eu faço?

Tire o copinho, deixe a mangueira no panda e ligue o aparelho por um minuto para o ar secar a mangueira. Nunca guarde a mangueira úmida.

De quanto em quanto tempo troco o filtro de ar?

A cada 60 dias, ou antes se ele parecer sujo ou molhar. Três filtros de reposição vêm na caixa, e podemos enviar mais.

Duas pessoas podem usar o mesmo panda?

Cada pessoa precisa ter a sua própria máscara ou bocal. Limpe e desinfete o copinho antes de outra pessoa usar.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se algo não funcionar.

Nada acontece quando aperto o interruptor

- Veja se o plugue está bem encaixado na tomada.
- Tire da tomada e coloque de novo, ou tente outra tomada.

Não sai névoa, ou sai muito pouca

- Veja se tem medicamento no copinho, e não mais de 7 ml.
- Veja se o copinho foi montado direito, com o pequeno cone dentro.
- Mantenha o copinho em pé, sem inclinar mais do que meio caminho para o lado.
- Veja se as duas pontas da mangueira estão bem encaixadas e se a mangueira não está dobrada nem entupida.
- Confira o filtro de ar e troque se estiver sujo.

Está fazendo mais barulho que o normal

- Veja se a tampa do filtro de ar está bem encaixada.

Está muito quente

- Desligue, tire da tomada e deixe esfriar.
- Veja se não tem nada cobrindo as aberturas de ventilação.

Ainda não funciona?

- Não tente abrir nem consertar o panda; não há peças dentro que você possa consertar. Ligue para nós e vamos ajudar.

Especificações

Energia	Tomada comum, 110 V, 60 Hz
Copinho do medicamento	Até 7 ml
Vazão de névoa	Pelo menos 0,2 ml por minuto
Sobra no copinho	0,7 ml ou menos
Ruído	65 dB ou menos
Filtro de ar	Trocar a cada 60 dias
Temperatura de uso	Entre 5 °C e 40 °C (de 41 °F a 104 °F)

SOBRE O SEU NEBULIZADOR

Nebulizador a compressor (Panda)

Feito para pacientes mais novos

Um nebulizador a compressor em formato de personagem, para

Funciona na tomada

Funciona em uma tomada comum. Assim, está sempre pronto para cada nebulização em casa.

Filtros de reposição incluídos

Três filtros de ar de reposição vêm na caixa.

Segurança em primeiro lugar

- Use só o medicamento e a dose que o seu médico receitou. Não mude a dose nem quantas vezes usa sem falar com o seu médico.
- Fique com as crianças durante toda a nebulização. Quando o nebulizador não estiver em uso, mantenha as peças pequenas e os fios longe delas.
- Cada pessoa deve ter a sua própria máscara ou bocal. Não compartilhe.
- Jogue fora o medicamento que sobrar no copinho depois de cada nebulização. Não guarde para a próxima vez.
- Se a respiração não melhorar depois de uma nebulização, ou piorar, ligue para o seu médico. Em uma emergência, ligue para o 911.
- Nunca coloque nem tire o panda da tomada com as mãos molhadas. Mantenha o aparelho e o fio longe da água, e não use no banheiro.
- Não cubra as aberturas de ventilação enquanto ele funciona. Conecte direto na tomada da parede, não em uma extensão, e tire da tomada depois de cada uso.
- Não use perto de gás inflamável.

pacientes mais novos.

Vem completo

Vem na caixa, com instruções e acessórios. Nossa equipe entrega e deixa tudo pronto para usar.

Fabricado por US Brace & Limb Co. (USBL).

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR

Ainda tem dúvidas? Ligue para nós.

Atendemos de segunda a sexta, das 9h às 17h (horário de Nova York). Também temos peças de reposição: máscaras em dois tamanhos, bocais, mangueiras e filtros para os nebulizadores que fornecemos. Ligue para nós e diga o seu nome e a peça de que precisa. Vamos verificar o que o seu seguro cobre e enviar a peça para você.

Fora do nosso horário, ligue para o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas sobre o medicamento. Se tiver dificuldade para respirar, ligue para o 911.

Este guia na internet: wellness-supplies.com/how-to-use/compressor-nebulizer-panda/pt