

SI PËRDORET

Nebulizatori juaj me kompresor Panda, hap pas hapi.

Një nebulizator me kompresor që lidhet në prizë. Ka një trup të këndshëm në formë pande, për pacientët më të vegjël. Panda shtyn ajër përmes tubit në enën e ilaçit. Aty ilaçi kthehet në mjegull, që thithet përmes një maske ose gojëze.

Keni pyetje? Na telefononi në **(718) 351-3045**, nga e hëna deri të premten, nga ora 9:00 deri në 17:00, sipas orës së New York-ut.



Keni vështirësi në frymëmarrje tani? Telefononi 911. Telefononi 911 nëse frymëmarrja është shumë e vështirë, nëse ju ose fëmija juaj nuk mund të flisni me fjali të plota, ose nëse buzët ose thonjtë duken blu ose gri. Mos prisni të mbarojë trajtimi.

SHIKOJENI SË PARI

Shikoni si përgatitet dhe si punon.

Videoja tregon përdorimin e nebulizatorit Panda nga fillimi deri në fund. Çdo hap është shkruar edhe më poshtë. Mund ta ruani në telefon ose ta printoni.

Videoja është në anglisht.

Video: <https://youtu.be/Z3GM08AxESQ>

ÇFARË KA NË KUTI

Kontrolloni që të keni gjithçka.

- ☒ Kompresori panda, me kordonin e korrentit
- ☒ Ena e ilaçit, me kapakun e saj
- ☒ Tubi i ajrit
- ☒ Maskë për fëmijë (më e vogël) dhe maskë për të rritur (më e madhe)
- ☒ Gojëz
- ☒ 3 filtra ajri rezervë
- ☒ Manuali i përdorimit



Kutia me të cilën vjen nebulizatori juaj.

NJIHUNI ME TË

Pjesët.

1 Çelësi i ndezjes prapa: | do të thotë ndezur, O do të thotë fikur

2 Dalja e ajrit prapa, ku lidhet tubi

3 Filtri i ajrit, pas një kapaku të vogël; filtrat rezervë vijnë në kuti

5 Ena e ilaçit: mban deri në 7 ml; tubi lidhet poshtë, maska ose gojëza sipër

4 Çarjet e ajrimit, që e ftohin motorin: mos i mbuloni

6 Tubi i ajrit: cilido skaj mund të lidhet në cilëndo anë

PARA TRAJTIMIT TË PARË

Përgatiteni.

01 Fillimisht lani gjithçka

Para trajtimit të parë, lani dhe dezinfektoni enën e ilaçit, maskën dhe gojëzën (shihni “Pastrimi” më poshtë). Bëni të njëjtën gjë nëse panda nuk është përdorur për një kohë.

02 Gjeni një vend të përshtatshëm

Vendoseni pandën mbi një tavolinë të sheshtë dhe të qëndrueshme, pranë një prize. Mos i mbuloni çarjet e ajrimit: asnjëherë mos e përdorni mbi shtrat, mbi divan ose nën batanije. Lidheni direkt në prizën e murit, jo në zgjatues.

03 Kontrolloni pjesët

Sigurohuni që ena, tubi dhe filtri i ajrit të jenë të pastër dhe të padëmtuar, dhe që tubi të mos jetë i përthyer.

ÇDO TRAJTIM

Si të bëni një trajtim.

01 Lani duart

Përdorni sapun dhe ujë. Uluni drejt në një vend të rehatshëm.

02 Hidhni ilaçin

Hapni pjesën e sipërme të enës së ilaçit dhe shtrydhni brenda gjithë ilaçin që ju ka përshkruar mjeku. Asnjëherë mos e mbushni me më shumë se 7 ml. Mbylleni mirë enën.

03 Vendosni maskën ose gojëzën

Shtyni maskën ose gojëzën drejt mbi pjesën e sipërme të enës. Përdorni maskën më të vogël për fëmijët, maskën më të madhe për adoleshentët dhe të rriturit, ose gojëzën.

04 Lidhni tubin

Shtyni njërin skaj të tubit mbi daljen e ajrit prapa pandës. Mbajeni enën drejt dhe shtyni skajin tjetër në pjesën e poshtme të enës. Të dyja lidhjet duhet të jenë të shtrënguara.

05 Lidheni në prizë dhe ndizeni

Lidheni pandën në një prizë muri, pastaj shtypni çelësin prapa te | (ndezur). Duhet të shihni një mjegull të imët.

06 Merrni frymë normalisht

Uluni drejt dhe mbajeni enën drejt. Asnjëherë mos e anoni më shumë se përgjysmë në anë. Me gojëzën, mbyllni buzët rreth saj dhe merrni frymë brenda e jashtë nga goja. Me maskën, vendoseni të puthitur mirë mbi hundë dhe gojë.

07

Përfundoni

Vazhdoni derisa të mos dalë më mjegull; mjeku ju ka përshkruar sasinë e duhur. Pastaj shtypni çelësin te O (fikur).

08

Thani tubin, pastaj hiqeni nga priza

Nëse shihni pika uji brenda tubit, hiqni enën, lëreni tubin të lidhur me pandën dhe ndizeni për një minutë, që ta thajë tubin me ajër. Pastaj fiken, hiqni tubin duke e mbajtur nga skajet plastike dhe hiqeni pandën nga priza.

Si t'i bëni trajtimin një fëmije

Mbajeni maskën të puthitur mirë pas fytyrës gjatë gjithë kohës. Nëse e mbani maskën qoftë edhe pak larg fytyrës, një pjesë e madhe e ilaçit del jashtë para se të arrijë në mushkëri. Edhe një fëmijë që qan thith më pak ilaç. Prandaj një moment i qetë, një film vizatimor i preferuar ose një libër ndihmojnë shumë.

Këshilla

- Panda gumëzhin dhe dridhet ndërsa punon. Kjo është normale.
- Mos e përkulni dhe mos e shtypni tubin gjatë trajtimit.

PAS ÇDO TRAJTIMI**Pastrojeni, që të jetë gati për herën tjetër.**

01

Fillimisht hiqeni nga priza

Gjithmonë fiken pandën dhe hiqeni nga priza para pastrimit.

02

Çmontojeni

Hiqni tubin nga ena, hiqni maskën ose gojzën, hapni enën dhe hidhni ilaçin që ka mbetur brenda.

03

Lani enën, maskën dhe gojzën

Lajini në ujë të ngrohtë me pak detergjent të butë enësh. Mos e lani tubin.

04

Shpëlajini dhe thajini në ajër

Shpëlajini me ujë të pastër dhe vendosini menjëherë të gjitha mbi një peshqir të pastër që të thahen në ajër. Asnjëherë mos i thani pjesët në mikrovalë ose me tharëse flokësh.

05

Dezinfektojini një herë në ditë

Pas trajtimit të fundit të ditës, dezinfektoni enën dhe gojzën. Përdorni një dezinfektues të bërë për këtë qëllim dhe ndiqni etiketën e tij, ose zijini për 15 minuta (asnjëherë mos e zieni maskën). Shpëlajini me ujë të pastër të nxehtë dhe lërinë të thahen në ajër.

06

Fshijeni pandën

Fshijeni nga jashtë me një leckë të butë e të lagur. Asnjëherë mos e futni pandën në ujë dhe mos e vendosni nën ujë që rrjedh.

Filtri i ajrit

- Ndërrojeni filtrin çdo 60 ditë, ose më shpejt nëse duket i pistë ose laget. Në kuti vijnë tre filtra rezervë.
- Si ta ndërroni: hiqni kapakun e filtrit, nxirrni filtrin e vjetër me një kruajtëse dhëmbësh, futni një të ri (me cilëndo anë jashtë) dhe vendoseni kapakun përsëri.
- Asnjëherë mos e lani filtrin dhe mos e ndizni pandën pa filtër. Lajeni kapakun e filtrit herë pas here (mos e zieni) dhe lëreni të thahet para se ta vendosni përsëri.

PYETJE

Mirë është ta dini.

A është normale zhurma?

Po. Motori brenda pandës gumëzhin dhe dridhet, dhe ena fërshëllen kur ajri kalon nëpër të. Nëse papritur bëhet më e zhurmshme, kontrolloni që kapaku i filtrit të ajrit të jetë vendosur siç duhet.

A mund të hedh ujë të thjeshtë në të?

Jo. Përdorni vetëm ilaçin që ju ka përshkruar mjeku, dhe ilaç të freskët çdo herë.

A duhet ta përdor gjithë dozën?

Po. Vazhdoni derisa të mos dalë më mjegull. Është normale që të mbeten disa pika në enë; hidhini pas trajtimit.

Ka ujë në tub. Çfarë të bëj?

Hiqni enën, lëreni tubin të lidhur me pandën dhe ndizeni për një minutë, që ta thajë tubin me ajër. Asnjëherë mos e ruani tubin të lagur.

Sa shpesh duhet ta ndërroj filtrin e ajrit?

Çdo 60 ditë, ose më shpejt nëse duket i pistë ose laget. Në kuti vijnë tre filtra rezervë, dhe ne mund t'ju dërgojmë të tjerë.

A mund ta përdorin dy persona të njëjtën pandë?

Secili person ka nevojë për maskën ose gojzën e vet. Pastroni dhe dezinfektoni enën para se ta përdorë dikush tjetër.

Nëse diçka nuk funksionon.

Nuk ndodh asgjë kur shtyp çelësin

- Kontrolloni që spina të jetë futur deri në fund në prizë.
- Hiqeni nga priza dhe lidheni përsëri, ose provoni një prizë tjetër.

Nuk ka mjegull, ose ka shumë pak

- Kontrolloni që të ketë ilaç në enë, dhe jo më shumë se 7 ml.
- Sigurohuni që ena të jetë montuar siç duhet, përfshirë edhe konin e vogël brenda.
- Mbajeni enën drejt, jo të anuar më shumë se përgjysmë në anë.
- Kontrolloni që të dy skajet e tubit të jenë të shtrënguara dhe që tubi të mos jetë i përthyer ose i bllokuar.
- Kontrolloni filtrin e ajrit dhe ndërrojeni nëse është i pistë.

Bën më shumë zhurmë se zakonisht

- Sigurohuni që kapaku i filtrit të ajrit të jetë mbërthyer siç duhet.

Është shumë i nxehtë

- Fikeni, hiqeni nga priza dhe lëreni të ftohet.
- Sigurohuni që asgjë të mos i mbulojë çarjet e ajrimit.

Ende nuk punon?

- Mos provoni ta hapni ose ta riparoni pandën; brenda nuk ka pjesë që mund t'i rregulloni vetë. Na telefononi dhe do t'ju ndihmojmë.

Të dhënat teknike

Korrenti	Prizë standarde muri, 110 V, 60 Hz
Ena e ilaçit	Deri në 7 ml
Shpejtësia e mjegullës	Të paktën 0,2 ml në minutë
Mbetja në enë	0,7 ml ose më pak
Zhurma	65 dB ose më pak
Filtri i ajrit	Ndërrohet çdo 60 ditë
Temperatura e përdorimit	Nga 5 °C deri në 40 °C (nga 41 °F deri në 104 °F)

RRETH NEBULIZATORIT TUAJ

Nebulizator me kompresor (Panda)

Për pacientët më të vegjël

Nebulizator me kompresor, me trup në formë personazhi, për pacientët më të

Lidhet në prizë

Punon me një prizë të zakonshme muri, kështu që në shtëpi është gati

Me filtra rezervë

Në kuti vijnë tre filtra ajri rezervë.

Siguria mbi të gjitha

- Përdorni vetëm ilaçin dhe dozën që ju ka përshkruar mjeku. Mos e ndryshoni dozën ose sa shpesh e përdorni pa pyetur mjekun.
- Qëndroni me fëmijët gjatë gjithë trajtimit. Kur nebulizatori nuk përdoret, mbajini pjesët e vogla dhe kordonët larg tyre.
- Secili person duhet të ketë maskën ose gojzën e vet. Mos i përdorni bashkë me të tjerët.
- Pas çdo trajtimi, hidhni ilaçin që mbetet në enë. Mos e ruani për herën tjetër.
- Nëse frymëmarrja nuk përmirësohet pas trajtimit, ose përkeqësohet, telefononi mjekun. Në rast urgjence, telefononi 911.
- Asnjëherë mos e lidhni dhe mos e hiqni pandën nga priza me duar të lagura. Mbajeni atë dhe kordonin e saj larg ujit, dhe mos e përdorni në banjë.
- Mos i mbuloni çarjet e ajrimit ndërsa punon. Lidhni direkt në prizën e murit, jo në zgjatues, dhe hiqeni nga priza pas çdo përdorimi.
- Mos e përdorni pranë gazeve të djegshme.

vegjël.

për çdo trajtim.

Vjen i plotë

Në kutinë origjinale, me udhëzime dhe aksesore. Ekipi ynë e sjell dhe e instalon.

Prodhuar nga US Brace & Limb Co. (USBL).

JEMI KËTU PËR T'JU NDIHMUAR

Keni ende pyetje? Na telefononi.

Jemi në dispozicion nga e hëna deri të premten, nga ora 9:00 deri në 17:00, sipas orës së New York-ut. Kemi edhe pjesë këmbimi: maska në dy madhësi, gojëza, tuba dhe filtra për nebulizatorët që ofrojmë. Na telefononi dhe na thoni emrin tuaj dhe çfarë ju duhet. Ne do të kontrollojmë mbulimin tuaj nga sigurimi dhe do t'jua dërgojmë.

Jashtë orarit tonë, për pyetje rreth ilaçit tuaj telefononi mjekun ose farmacistin. Nëse keni vështirësi në frymëmarrje, telefononi 911.

Ky udhëzues në internet: wellness-supplies.com/how-to-use/compressor-nebulizer-panda/sq